



NÄIN ALOITAT

LUO TILI

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasi lähettää sinulle sähköpostiviestin, jonka otsikko on "Hoitopalvelujen tarjoajasi kutsuu sinut käyttämään diasend®-palvelua". Paina viestissä olevaa linkkiä, jossa lukee "Aloita täältä", ja noudata alla olevia ohjeita. Jos et ole saanut edellä mainittua sähköpostikutsua, pääset luomaan tilin osoitteessa www.diasend.com valitsemalla valikosta kieleksi ja asuinmaasi ja napsauttamalla sen jälkeen "Luo oma diasend®-tili".

KIRJAUTUMISTIEDOT JA HENKILÖTIEDOT

Anna henkilökohtaista diasend®-tiliäsi varten sähköpostiosoitteesi, josta tulee myös käyttäjätunnuksesi, sekä haluamasi salasana. Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä. Paina "jatka". Anna seuraavat henkilötietosi: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite ja diabetestasi koskevat tiedot. Paina "jatka".

JAA TIEDOT

Jos olet saanut sähköpostikutsun terveydenhuoltopalvelujen tarjoajaltasi, klinikkatunnus (Clinic ID) on täytettyvalmiiksi. Se on hoitavan klinikkasi yksilöllinen tunnus, jonka avulla voit jakaa tietosi heidän kanssaan. Jos et ole saanut kutsua, voit lisätä klinikkatunnuksen myöhemmin "Tilinhallinta – Jaa tiedot" -välilehdellä.

VAHVISTA REKISTERÖINTI

Hyväksy käyttöehdot ja vahvista rekisteröinti rastittamalla valintaruutu.

Voit ladata diabetestietosi diasend®-palveluun älylaitteelta tai tietokoneelta tai jakaa tiedot diasend®-palveluun liitetyn sovelluksen kautta. Tietokoneelta (PC ja Mac) lataaminen edellyttää, että asennat diasend® Uploader -ohjelman. Aloita asennus diasend®-palveluun rekisteröitymisen jälkeen painamalla asiaankuuluvaa kuvaketta (ks. kuva). Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Älylaitteelta lataaminen edellyttää, että asennat diasend® Mobile App -sovelluksen. Noudata saamiasi ohjeita.

DIABETESTIETOJEN LATAAMINEN

KÄYNNISTÄ DIASEND® UPLOADER Kaksoisnapsauta tietokoneellasi olevaa diasend® Uploader -kuvaketta (jos sinulla on Mac, löydät kuvakkeen Ohjelmat-kansiosta tai Launchpadista).



KYTKE LAITTEEN JOHTO TIETOKONEESEEN

Kytke laitteesi johto tai IR-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. HUOM.: Jos lataat tietoja Omnipod® PDM-laitteesta Mac-tietokoneeseen, joka on valmistettu ennen vuoden 2012 puoliväliä ja jossa on OS X El Capitan-käyttöjärjestelmä, lataamiseen on suositeltavaa käyttää USB-keskitintä.

KYTKE LAITE JOHTOON

Kytke laitteesi johtoon tai aseta laite IR-vastaanottimen viereen.

LAITE ALOITTA LATAAMISEN

Älä kytke laitettasi irti ennen kuin lataaminen on päättynyt.

VAHVISTA TILISI

Anna kirjautumistietosi (koko sähköpostiosoitteesi sekä tilin rekisteröinnin yhteydessä luomasi salasana). Paina ”Kirjaudu sisään”.

OMIEN TIETOJESI TARKASTELU

Kirjaudu sisään osoitteeseen www.diasend.com, niin voit tarkastella tietojasi.

TARVITSETKO APUA? Yhteystietomme:

Juha Kutti +358 13 3859025