

Dexcom G6 til **Dexcom G7**



Faktisk størrelse



Faktisk størrelse

GUIDE TIL AT SKIFTE

At skifte til et nyt system kan give anledning til spørgsmål. Derfor har vi udviklet denne guide for at hjælpe dig med at navigere i Dexcom G7. Dexcom G7 er vores hidtil mest smarte system til kontinuerlig glukosemåling (CGM), designet med nye opgraderinger på baggrund af din feedback. Med en sensor, der er 60 % mindre, er enheden mere diskret, mere præcis og nemmere at bruge, hvilket gør din diabetesbehandling enklere end nogensinde.¹

NEM AT KOMME I GANG MED OG BRUGE



ENKEL OPSÆTNING

Alt-i-en-sensor og sender med hjælp til opsætning og brugertips



30 MINUTTERS OPVARMNING

Den hurtigste opvarmningstid af alle CGM-mærker med en pauseperiode på 12 timer²



SÆTTES PÅ MED ÉT TRYK

92 % af de adspurgte Dexcom G7-brugere synes, at den er let eller meget let at bruge⁴

PRÆCIS² OG FORBUNDET



ENESTÅENDE NØJAGTIGHED

Vores mest nøjagtige CGM-teknologi, som giver trykke og velinformerede behandlingsbeslutninger



SØMLØSE FORBINDELSER

På niveau med Dexcom G6 – fungerer med insulinpumper, penne og sundhedsapps fra førende partnere



FORBEDRET BLUETOOTH

Dexcom G7-sensoren har en Bluetooth-rækkevidde på op til 10 meter og giver en stærk og pålidelig forbindelse til din smartphone⁵

SKRÆDDERSYET TIL DINE BEHOV



NYE INDSTILLINGER FOR ADVISERINGER

Adviseringer, der kan tilpasses, plus nye adviseringsindstillinger såsom Forsinkelse af 1. høj-advisering og Lydsvag tilstand/ Mute alt giver større fleksibilitet



FLEKSIBEL VISNING

Se dine glukoseværdier på tværs af tre enheder – smartphone, modtager og smartwatch

Din sensor kan sende data direkte til dit Apple Watch via Bluetooth (kræver ikke telefon).⁶



VANDTÆT

Tilpasser sig din livsstil med den eneste vandtætte sensor⁷

SKIFT NEMT FRA DEXCOM G6 TIL DEXCOM G7 NU

SÅDAN SÆTTER DU DIN DEXCOM G7 OP



Hvis du bruger en smartphone, skal du starte her

1. Kontrollér kompatibiliteten af din smartenhed på dexcom.com/compatibility.
2. Download Dexcom G7-appen fra App Store eller Google Play.
3. Log på med din eksisterende Dexcom-konto og følg anvisningerne for at sætte appen op.



Hvis du bruger en modtager, skal du starte her

1. Sørg for, at du bruger en Dexcom G7-modtager.
2. Indfør din sensor. Der medfølger et ekstra overplaster, så din sensor sidder sikkert, mens du bærer den.
3. Få vist dine målinger efter en opvarmningstid på blot 30 minutter. Du kan bruge den valgfrie kalibreringsfunktion, som gør det lettere for dig at starte.

TIPS TIL AT SKIFTE

Kan jeg stadig forbinde min sensor og min eksisterende insulinpumpe?

Dexcom G7 er integreret med de nyeste insulinpumper, penne og sundhedsapps. Gå ind på producentens hjemmeside for at få de mest opdaterede oplysninger om kompatibilitet og parringsanvisninger for den enhed, du vil forbinde til. De enkelte trin varierer afhængigt af din insulinpumpe, pen eller anden enhed du vil forbinde til.

Kan jeg bruge min Dexcom G6-modtager sammen med Dexcom G7?

Nej, de enkelte dele af Dexcom G6 er ikke kompatible med Dexcom G7. For at få en Dexcom G7-modtager, kontakt din behandler.

Er min telefon eller mit smartwatch kompatibelt med Dexcom G7?

Gå ind på dexcom.com/compatibility for at se, om din Apple- eller Android-enhed er kompatibel.

Skal jeg oprette en ny Dexcom Clarity- eller Dexcom Follow-konto?

Nej, hvis du skifter fra Dexcom G6, skal du ikke bruge en ny konto. Du skal blot bruge dit eksisterende brugernavn og din adgangskode i alle Dexcom-apps. Dine følgere vil også blive synkroniseret automatisk.

NU MED FLERE NYTTIGE FUNKTIONER



VÆR DISKRET MED LYDSVAG TILSTAND/ MUTE ALT

Tilpas adviseringerne til din livsstil – perfekt til de øjeblikke, hvor du har brug for at holde fokus uden afbrydelser



BRUGERTILPAS MED FØRSINKELSE AF 1. HØJ-ADVISERING

Tilpas din første advisering om høj glukose, så den passer til dine behov, og du får færre forstyrrelser og færre reaktive hypoglykæmier

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENSOR		
Sensor og sender i ét.	–	✓
Opvarmning	2 timer	30 minutter
12-timers flextid	–	✓
Ydeevne i vand	Vandafvisende	Vandtæt*
Bluetooth Rapid Connect	–	✓
EGENSKABER		
Lyde og lydstyrker kan tilpasses	✓	✓
Advisering ved høj eller lav glukose	✓	✓
Advisering om forventet akut lavt glukose inden for 20 minutter	✓	✓
Forsinkelse af 1. høj-advisering	–	✓
Lydsvag tilstand/mute alt	–	✓
Adviseringsprofiler	✓	✓
KOMPATIBILITET		
Standard smartwatch-tilstand	✓	✓
Direkte til Watch-tilstand†	–	✓
Sømløs integration med forskellige insulinpumper, penne og sundhedspartnere	✓	✓

Vi er her for at hjælpe dig med at skifte.

Læs mere om Dexcom G7 her: diabetesinfucare.com/da/dexcom-g7



*Sammenlignet med forrige generation, Dexcom G6. †Sammenlignet med andre CGM-mærker. ‡Baseret på en undersøgelse i Storbritannien blandt Dexcom G7-brugere, N = 231. †Smartenheder sælges separat. Der kræves en kompatibel smartphone for at parre en ny Dexcom G7-sensor med et kompatibelt Apple Watch. For at bruge Share/Follow skal smartphonen være inden for 10 meter. †Dexcom G7-sensoren er vandtæt og kan nedsænkes i 2,5 meter vand i op til 24 timer.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo og alle relaterede logoer og designmærker er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande. ©2025 Dexcom, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dexcom er produceret af Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com MAT-11845, DIA.DK.401-01-NOV2025