

Dexcom G6:sta **Dexcom G7:ään**



Todellinen koko



Todellinen koko

SIIRTYMISOPAS

Uuteen järjestelmään siirtymisen myötä voi mieleen tulla myös kysymyksiä. Niinpä olemmekin kehittäneet tämän oppaan, jotta pääset helposti alkuun Dexcom G7:n käytössä. Dexcom G7 on älykkäin jatkuvatoiminen glukoosinseurantajärjestelmämme (Continuous Glucose Monitoring, CGM). Se sisältää uusia, käyttäjien palautteiden pohjalta suunniteltuja parannuksia. Kooltaan 60 % pienempi sensori on aikaisempaa huomaamattomampi, tarkempi ja helpompi käyttää. Tämä tekee diabeteksen hallinnastasi entistä yksinkertaisempaa.¹

HELPPO PÄÄSTÄ ALKUUN JA KÄYTTÄÄ



KÄTEVÄ ALOITTAJ

Sensori ja lähetin samassa, ohjattu perehdytys ja tietoa antavia vinkkejä



30 MINUUTIN KÄYNNISTYSVAIHE

Nopein käynnistysvaihe verrattuna muihin CGM-tuotemerkeihin, ja 12 tunnin lisäaika²



ASETIN: VAIN YKSI PAINALLUS!

92 % kyselyyn vastanneista Dexcom G7:n käyttäjistä pitää jokseenkin helppona tai hyvin helppona käyttää⁴

TARKKA¹⁻² JA YHTEYDESSÄ

Älylaite myydään erikseen.³



ERINOMAINEN TARKKUUS

Tarkin CGM-teknologiamme luotettaviin hoitopäätöksiin



SAUMATON YHTEYS

Toimii johtavien insuliinipumppujen ja -kynien sekä terveyssovelluskumppaneiden kanssa – aivan kuin Dexcom G6



PARANNELTU BLUETOOTH

Dexcom G7 -sensorissa on jopa 10 metrin Bluetooth-kantama, jolla yhteys älypuheliminesi on vahva ja luotettava

MUKAUTETTU TARPEISIISI SOPIVAKSI



UUSIA HÄLYTYSVAIHTOEHTOJA

Joustavuutta lisäävät mukautettavat hälytykset, kuten Ensimmäisen korkean glukoosin hälytyksen viivästys ja Hiljainen tila



JOUSTAVA NÄYTTÖ

Tarkastele glukoosiarvojesi kolmelta laitteelta – älypuhelimelta, vastaanottimesta ja älykellosta.

Sensorisi voi lähettää tietoja suoraan Apple Watch -älykelloosi Bluetoothin kautta (puhelin ei tarvita).⁵



VESITIIVIS

Sopeutuu elämäntyyliisi ainoan vesitiiviin sensorin ansiosta⁶

SIIRRY NYT KETTERÄSTI DEXCOM G6:STA DEXCOM G7:ÄÄN



DEXCOM G7:N KÄYTTÖNOTTO

Jos käytät älypuhelimta, aloita tästä

1. Tarkista älylaitteesi yhteensopivuus osoitteesta dexcom.com/compatibility.
2. Lataa Dexcom G7 -sovellus App Store- tai Google Play -kaupasta.
3. Kirjautu sisään olemassa olevalla tililläsi ja noudata sovelluksen käyttöönnotto-ohjeita.



Jos käytät vastaanotinta, aloita tästä

1. Varmista, että käytät Dexcom G7 -vastaanotinta.
2. Ota sensori käyttöön. Mukana on valinnainen lisälaastari, joka auttaa sensoria pysymään tukevasti paikallaan käyttöjakson ajan.
3. Arvosi ovat luettavissa lyhyen 30 minuutin käynnistysvaiheen jälkeen. Valinnainen kalibrointi on saatavilla haluttaessa, kun uuden sensorin käyttö aloitetaan.

VINKKEJÄ SIIRTYMISEEN

Voinko yhä yhdistää insuliinipumppuuni, joka minulla jo on?

Dexcom G7 integroituu viimeisimpiin insuliinipumppuihin, -kyniin ja terveyssovelluksiin. Viimeisimmät tiedot yhteensopivuudesta ja ohjeet laiteyhityden muodostamiseksi ovat saatavilla valmistajan verkkosivustolta. Tarkat vaiheet riippuvat insuliinipumpustasi, -kynästäsi tai muusta yhdistetystä laitteestasi.

Voinko käyttää Dexcom G6 -vastaanotinta Dexcom G7:n kanssa?

Et. Dexcom G6 -vastaanottimet eivät ole yhteensopivia Dexcom G7:n kanssa. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen saadaksesi Dexcom G7 -vastaanottimen.

Onko puhelimeni tai älypuhelimeni yhteensopiva Dexcom G7:n kanssa?

Vieraile sivustolla dexcom.com/compatibility selvittääksesi, onko Apple- tai Android-laitteesi yhteensopiva.

Tarvitseeko minun luoda uusi Dexcom Clarity- tai Dexcom Follow -tili?

Ei. Jos siiryt Dexcom G6:sta, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliiä. Käytä jo olemassa olevaa käyttäjänimeäsi ja salasanaasi kaikille Dexcom-sovelluksille. Myös seuraajasi synkronoidaan automaattisesti.

NYT VIELÄ USEAMPIA UPEITA OMINAISUUKSIA



HUOMAAMATTOMAKSI HILJAISELLA TILALLA

Mukauta hälytykset elämäntyyliisi mukaan – erinomainen häiriöttömiin, keskittymistä edellyttäviin tilanteisiin



MUKAUTA VIVÄSTYTTÄMÄLLÄ ENSIMMÄISTÄ KORKEAN GLUKOOSIN HÄLYTYSTÄ

Hienosäädä ensimmäinen korkean glukoosin hälytys vastaamaan tarpeitasi – vähemmän häiriöitä ja korjausliikkeiden jälkeisiä hypoglykemioita

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENSORI		
Sensori ja lähetin samassa	–	✓
Käynnistysvaihe	2 tuntia	30 minuuttia
12 tunnin lisäaika	–	✓
Suojaus vettä vastaan	Vedenkestävä	Vesitiivis ¹
Pikayhteys Bluetoothiin	–	✓
OMINAISUUDET		
Mukautettava ääni ja äänenvoimakkuus	✓	✓
Korkean ja matalan arvon hälytykset	✓	✓
Kiireellinen kohta matala -hälytys	✓	✓
Ensimmäisen korkean glukoosin hälytyksen viivästys	–	✓
Hiljainen tila	–	✓
Hälytysaikataulu	✓	✓
YHTEENSOPIVUUS		
Vakio älykellotila	✓	✓
Direct to Watch -tila ²	–	✓
Saumaton integrointi tiettyihin insuliinipumppuihin ja -kyniin sekä terveyssovelluksiin.	✓	✓

Olemme tukenasi siirtymisen läpi.

Lue lisää Dexcom G7:stä täältä: diabetesinfucare.com/fi-fi/dexcom-g7



¹Verrattuna edellisen sukupolven laitteeseen, Dexcom G6:een. ²Verrattuna muihin CGM-tuotemerkkeihin. ³Perustuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettuun Dexcom G7:n käyttäjille kohdistettuun kyselyyn, N = 231. ⁴Älylaitteet myydään erikseen. Yhteensopiva älypuhelin vaaditaan laiteparin muodostamiseksi uuden Dexcom G7 -sensorin ja yhteensopivan Apple Watchin välille. Ominaisuuksien Share ja Follow käyttö edellyttää älypuhelimien olevan enintään 10 metrin etäisyydellä. ⁵Dexcom G7 -sensori on vesitiivis ja voidaan upottaa veteen 2,5 metrin syvyyteen enintään 24 tunniksi.

¹Garg SK, et al. *Diabetes Technol Ther.* 2022;24(6):373-380. ²Laffel LM, et al. *J Diabetes Sci Technol.* 2023;17(4):962-967. ³Dexcom G7 -käyttöopas. ⁴Dexcom, arkistotiedot, 2024. ⁵FreeStyle Libre- ja Medtronic -käyttöoppaat.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo ja muut liittyvät logot ja suunnittelumerkit ovat joko Dexcom, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ©2025 Dexcom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dexcomin valmistaja: Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com MAT-11844, DIA.FI.439-01-NOV2025