

dexcomG6®

ALOITA TÄSTÄ

Asetukset



Älypuhelimesi

Vastaanotin

Lähetin

Anturi

Käyttöohjeet

G6-järjestelmän yleiskatsaus

Älylaitteesi




Dexcom-vastaanotin




Näyttölaite

- Näyttää glukoositiedot
- Asenna älylaitteesi, Dexcom-vastaanotin (lisävaruste joillakin alueilla) tai molemmat
- Luettelon yhteensopivista älylaitteista ja käyttöjärjestelmistä näet osoitteesta dexcom.com/compatibility



Asetin ja kiinteä anturi

- Anturi vastaanottaa glukoositiedot
- Anturiasetin vie anturin ihon alle



Lähetin


- Lähettää glukoositiedot anturista näyttölaitteeseen

Kaikki grafiikat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Tuotteesi voi näyttää erilaiselta.

Lue turvallisuusohjeet kohdasta *G6-järjestelmän käyttäminen, luku 2* ennen G6-laitteen käyttämistä.

Toiminta

G6 lähettää G6-anturin glukoosilukemat (G6-lukemat) näyttölaitteeseesi



Määritä sovelluksen tai vastaanottimen asetukset alla olevien välilehtien avulla

Haluatko ottaa käyttöön molemmat laitteet? Valitse ensin toinen ja siirry kyseiseen välilehteen. Viimeisessä vaiheessa näet, miten voit ottaa käyttöön toisen näyttölaitteen. Älä käytä molempia välilehtiä.

Muita tapoja oppia asentamaan G6:

- Katso opastusvideo osoitteessa dexcom.com/IFU/g6/international
- Pyydä neuvoa paikalliselta Dexcomin edustajalta



Älypuhelimesi



Lähetin



Anturi

Sovelluksen asentaminen

Vaihe 1: Sovelluksen asentaminen



A Lataa ja avaa Dexcom G6 -sovellus



B Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita

1 Pyydettyessä:

- Lähetä tietosi pilveen.
Tämän ansiosta voit tehdä seuraavaa:
 - Jakaa: lähettää G6-tietosi seuraajille.
 - SELKEYS: keskustella tiedoista lääkärin kanssa, havaita toistuvia ilmiöitä (ei välttämättä saatavilla kaikilla alueilla).
- Anna anturin koodi (anturiasettimesta, jonka aiot asettaa).
 - Eikö sinulla ole anturin koodia?
Katso kohta *G6-järjestelmän käyttäminen, liite A Vianmääritys.*



- Anna sarjanumero:

lähetikotelo



tai

Lähettimen takaosa



- 2** Näetkö sinisen anturin käynnistysajastimen? Se tarkoittaa, että anturi tottuu kehoosi.


Käynnistysajan aikana:

- Ei G6-lukemia, hälytyksiä/varoituksia
- Pidä älylaite enintään 6 metrin etäisyydellä lähettimestä



C Odota 2 tuntia


- Kun anturi on käynnistynyt, avaa aloitusnäyttö napauttamalla **OK**-painiketta
- Nyt näet G6-lukemat, hälytykset/varoitukset



Vaihe 2: katso G6-järjestelmän käyttäminen

Opit

- lukemaan aloitusnäyttöä
- käyttämään hälytyksiä ja varoituksia
- tekemään hoitopäätöksiä
- tekemään ongelmien vianmäärityksen.




Vaihe 3: Valinnainen – vastaanottimen asentaminen

Kytke vastaanottimeen virta päälle pitämällä virtapainiketta painettuna 2–3 sekunnin ajan. Noudata tämän jälkeen näyttöön tulevia ohjeita.

Älä käytä näiden ohjeiden Vastaanottimen asentaminen -välilehteä. Siinä olevat vaiheet on tarkoitettu vastaanottimen asentamiseen ennen sovelluksen asentamista.





Vastaanottimen asentaminen

Vaihe 1: Vastaanottimen asentaminen

A Ota vastaanotin pois laatikosta



B Kytke vastaanottimeen virta


Pidä virtapainiketta painettuna
2–3 sekuntia.




C Noudata tämän jälkeen näyttöön tulevia ohjeita

1 Pyydettyessä anna


- anturin koodi (anturiasetimesta, jonka aiot asettaa)
- Eikö sinulla ole anturin koodia?
Katso kohta *G6-järjestelmän käyttäminen, liite A Vianmääritys.*



- Sarjanumero:



- 2** Tämä vaihe on valmis, kun näkyviin tulee tämä näyttö:




Vaihe 2: Asettimen käyttäminen kiinteään anturiin sisäänviemiseen

A Ota asetin ja kiinteä anturi pois laatikosta




B Valitse anturin asetuskohta




C Käytä asetinta kiinteään anturiin sisäänviemiseen


1 Pese ja kuivaa kädet ja puhdista anturin asetuskohta alkoholipyyhkeellä




2 Käytä samaa asetinta, jonka anturin koodin annoit näyttölaitteen asentamisen yhteydessä




3 Irrota kumpikin teippipehmuste, mutta älä koske tarraan




4 Vie asetin anturin asetuskohtaan



5 Aseta teippi iholle




6 Taita ja katkaise turvasuojus



7 Aseta paikalleen painamalla painiketta



8 Hävitä asetin (noudata paikallisia ohjeistuksia)




Vaihe 3. Lähettimen kiinnittäminen

A Ota lähetin pois laatikosta




B Napsauta lähetin kiinni


1 Puhdista lähetin alkoholilla




2 Aseta lähettimen liuska aukkoon



3 Napsauta lähetin tiukasti paikalleen (kuuntele napsahdusta)



4 Hiero lapun reunoja kolme kertaa



Vaihe 4. Vastaanottimen anturin käynnistäminen


A Odota noin 30 minuuttia, että laitepari on muodostettu



B Napauta anturin käynnistuspainiketta, jotta 2 tunnin käynnistys alkaa

Käynnistyksen aikana:

- Ei G6-lukemia, hälytyksiä/varoituksia
- Pidä vastaanotin enintään 6 metrin etäisyydellä lähettimestä



C Odota 2 tuntia


- Kun tämä on valmis, siirry aloitusnäyttöön napauttamalla Seuraava-painiketta
- Nyt näet G6-lukemat, hälytykset/varoitukset



Vaihe 5: katso G6-järjestelmän käyttäminen

Opit

- lukemaan aloitusnäyttöä
- käyttämään hälytyksiä ja varoituksia
- tekemään hoitopäätöksiä
- tekemään ongelmien vianmäärityksen.



Vaihe 6: Valinnainen – sovelluksen asentaminen

Lataa sovellus älypuhelimellesi ja avaa se. Noudata tämän jälkeen näyttöön tulevia ohjeita.

Älä käytä näiden ohjeiden Sovelluksen asentaminen -välilehteä. Siinä olevat vaiheet on tarkoitettu sovelluksen asentamiseen ennen vastaanottimen asentamista.



Dexcom®

© 2018 Dexcom, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Patenttien suojaama dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom G5 Mobile CGM System, Dexcom G6, Dexcom Share, Dexcom Care ovat Dexcom, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. *Bluetooth* on *Bluetooth SIG:n* omistama rekisteröity tavaramerkki. *Apple* on *Apple Inc:n* omistama rekisteröity tavaramerkki. *Android* on *Alphabet Inc:n* omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tuotteet tai yritysten nimet, jotka mainitaan tässä julkaisussa, ovat omistajiensa kauppanimiä, tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Dexcom®



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Yhdysvaltojen ulkopuolella: ota yhteys
paikalliseen Dexcomin edustajaan



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CE
0086