

SKIFT FRA DEXCOM G6 TIL G7



► Nyheder med Dexcom G7

- Bedre målenøjagtighed sammenlignet med G6
- Mindre end 30 minutters opvarmningstid
- Kalibreringsfri, men med mulighed for at kalibrere
- Alt-i-en sensor
- CLARITY og TIR direkte i appen/modtageren
- Nye adviseringer for endnu større individuel tilpasning
- 12 timers flextid (extra tid til at skifte sensor)

► Nemt at skifte fra Dexcom G6 til G7

- Kontroller, at brugerens mobil er kompatibel på: dexcom.com/compatibility
- Download G7-appen fra Appstore eller Google Play
- Behold G6-appen indtil du er kommet i gang med G7'en
- Log ind på din G7-app med dit Dexcom-login. Det kan fint lade sig gøre, selv om du er tilsluttet G6. Følg vejledningen og se videoerne i G7-appen.
- Følg vejledningen for at tilslutte din nye G7-sensor

► Til dig der skifter fra G6- til G7-modtager

- Tryk på knappen for at starte modtageren
- Følg vejledningen i modtageren

► Teknisk support

- Har du spørgsmål til din G7, er du altid velkommen til at kontakte Teknisk support, tlf. 70 28 10 24, dagtid 08-17
Du kan også sende en mail til teknisksupport@infucare.dk

Læs mere på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk | facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark | [@makingdiabeteseasier_dk](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_dk)