


# DEXCOM G7 – ADVISERINGER SOM AKTIVERES VED START




## DEXCOM G7

For at få god gavn af Dexcom G7 er det vigtigt at tænke over situationen: hvad vil du forbedre ved at bruge en real-time CGM og derefter tilpasse advarslerne hertil.

For at få bedst mulig hjælp, så tænk grundigt over, hvilken eller hvilke advarsler der aktiveres ved opstart. Anbefalingen er 1 eller maks. 2 advarsler i starten. Evaluering skal finde sted kort efter opstart.



1 - Profil



2 - Adviseringer



**1. Denne alarm er fast indstillet - kan ikke ændres eller fravælges.**

**2. Indstilles til \_\_\_\_\_ / Gentag \_\_\_\_\_.**

**3. Indstilles til \_\_\_\_\_ / Gentag \_\_\_\_\_.**

**4. Indstilles til \_\_\_\_\_ / Gentag \_\_\_\_\_.**

**5. Indstilles til FRA / TIL - 0.1 / 0.2 mmol/l pr min.**

**6. Indstilles til FRA / TIL - 0.1 / 0.2 mmol/l pr min.**

**7. Indstilles til FRA / TIL - i mere end \_\_\_\_\_ min.**

**8. Indstilles til FRA / TIL.**

**9. Vælg lyd/vibration**

I Dexcom G7-appen er det muligt at aktivere en advarselsplan for at indstille andre advarsler på f.eks. bestemte dage eller om natten. Når funktionen er aktiveret, kan disse advarsler tilpasset ligesom de gængse advarsler ovenfor.

# DEXCOM G7


## – DEL DINE DEXCOM G7-GLUKOSEDATA

Dexcom Share (Del) giver dig mulighed for at sende sensorinformation fra din app til dine følgers smartenheder!

Aktiver Share-funktionen fra din Dexcom G7-app




# Dexcom G7




1 - Tilslutninger




2 - Share




3 - Invitér følger




4 - Indtast information og tryk "Næste"



5 - Giv adgang til graf og tryk "Næste"



6 - Indstil hvilke alarmer følger må modtage



7 - Gennemgå din invitation og tryk Send invitation

Læs mere på: [diabetesinfucare.com](http://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.dk](http://makingdiabeteseasier.dk) | [facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark) | [@makingdiabeteseasier\\_dk](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_dk)



NordicInfo Care AB (Distributør)  
 Industrivej 21, 4000 Roskilde, Danmark, +45 70 28 10 24 · [www.infucare.com](http://www.infucare.com)  
 Dexcom fremstilles af Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. [dexcom.com](http://dexcom.com)

