

Dexcom G6®

TRE **VIGTIGE** TRIN INDEN DU SKAL STARTE DEXCOM G6 FOR OMNIPOD 5



Det er let at starte Dexcom. Her hjælper vi dig med 3 små men vigtige trin inden du kan starte din første sensor.

Spørg din behandler om du skal starte Dexcom G6 ved et digitalt eller et fysisk møde.

Dexcom G6-appen fungerer på de fleste mobiltelefoner! Her kan du tjekke om din telefon er kompatibel: www.dexcom.com/compatibility



**Making
Diabetes
Easier**

inordic
INFUcare

Trin 1

Hent apps

- (1) Hent appen Dexcom G6 fra App Store eller Google Play
- (2) Hent appen Glooko fra App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå ind på hjemmesiden my.glooko.com i næste trin

Trin 2

Lav konto og log ind i Dexcom og Glooko

- (1) I Dexcom G6-appen: følg instruktionerne for at lave en ny konto. Hvis du allerede har en Dexcom-konto, logger du bare ind med dit brugernavn og password.
- (2) I Glooko-appen eller på hjemmesiden my.glooko.com: følg instruktionerne for at lave en ny konto. Hvis du allerede har en Glooko-konto, logger du bare ind med dit brugernavn og password
- (3) Skriv dine kontooplysninger ned på et sikkert sted, så du kan logge ind og bruge en anden mobiltelefon, hvis behovet opstår.



Brugere under 18 år behøver en myndig pårørende med Dexcom-konto. Følg instruktionerne for at lave en almindelig Dexcom-konto for den myndige på den myndiges telefon. Lav dernæst en ny konto for umyndige på samme telefon. Afslut ved at logge ind med den umyndige brugers kontooplysninger på dennes telefon.

Trin 3

Kobl
Dexcom-konto
til
Glooko-konto

Del dine
glukose-
værdier med
din klinik

Du skal bruge en
ProConnect-kode
fra din klinik.



Kontakt klinikken
hvis du ikke har fået
den.

Via Glooko-appen

- (1) Gå til "Synkroniser enhed" og klik på "Tilføj ny enhed"
- (2) Vælg "Kontinuerlige glukosemonitører" og derefter "Dexcom"
- (3) Angiv dit brugernavn og password til Dexcom-kontoen. Følg instruktionerne.

Via my.glooko.com

- (1) Klik på "Enheder" og vælg "Tilføj enhed"
- (2) Vælg "Blodglukoseenheder" og "Kontinuerlig glukosemonitorering"; scroll ned og vælg "Dexcom" og klik på "Opret forbindelse"
- (3) Angiv dit brugernavn og password til Dexcom-kontoen. Følg instruktionerne.

Via Glooko-appen

- (1) Klik på person-ikonet øverst til højre og klik på "Profil"
- (2) Klik på "ProConnect" og klik på "Tilføj plejeteam". Angiv koden og bekræft.
- (3) Du får en bekræftelsesmeddelelse på mail.

Via my.glooko.com

- (1) Klik på cirklen med dine øverst til højre og klik på "Indstillinger"
- (2) Scroll ned til "Konto" og "ProConnect-kode"/stjernen med "Primær udbyder" og klik på "Tilføj ny kode". Angiv koden og bekræft.
- (3) Du får en bekræftelsesmeddelelse på mail.

Dexcom G6[®]

Hvis du skal bruge Følgerfunktionen

Med Dexcom G6 kan du nemt dele dine glukoseværdier, for eksempel med en ven/forælder/partner som kan være en støtte og give ekstra tryghed.

Dexcom G6-brugeren

- (1) Gå til Indstillinger og klik på "Share" i toppen af skærmen
- (2) Indbyd følgere ved at angive deres mailadresse og vælge hvad du vil dele. Brug kun mailadresser som kan åbnes på følgerens mobiltelefon

Følgeren

- (1) Hent Dexcom Follow-appen fra App Store eller Google Play
- (2) Følg instruktionerne i mailen du modtager. Kontroller dit spam-filter/uønsket mail hvis du ikke kan finde mailen.
- (3) Indstil de adviseringer, du vil have.

Har du brug for hjælp? Vores support hjælper både før og under brugen af vores produkter!

Ring på 70 28 10 24 – vi svarer kl. 8-17 på hverdage.
Du kan også maile spørgsmål til teknisksupport@infucare.dk.

Se vores hjemmeside diabetesinfucare.com

?

God fornøjelse
med Dexcom G6
og
Omnipod® 5



**Making
Diabetes
Easier**

**nordic
INFUCARE**
(distributør)

Læs mere her: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk | facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark | [@makingdiabeteseasier_dk](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_dk)

Dexcom er fremstillet af Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com Dexcom G6 er CE-mærket i henhold til MDD 93/42/EEC. Insulet Corporation, producent af Omnipod, Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland. www.myomnipod.com Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System er CE-mærket i henhold til

MDR (EU) 2017/745

CE
2797

DIA.DK.341-01-JAN2025