

Dexcom G6®

KOLME **TÄRKEÄÄ** VAIHETTA
ENNEN KUIN ALOITAT
DEXCOM G6:N
KÄYTÖN
OMNIPOD® 5:N KANSSA



Dexcom-sensorointijärjestelmän käyttöönotto on helppoa. Ennen ensimmäisen sensorin käynnistämistä sinun on suoritettava kolme pientä mutta tärkeää vaihetta, jotka on kuvattu seuraavassa.

Kysy diabeteshoitajaltasi, tehdäänkö Dexcom G6 -järjestelmän käyttöönotto etäaloituksena vai klinikkakäynnillä.

Dexcom G6 -sovellusta voi käyttää
useimmilla älypuhelimilla.
Tarkista puhelinmallisi
yhteensopivuus täältä:
www.dexcom.com/compatibility



**Making
Diabetes
Easier**

i^{nordic}
INFUcare

Vaihe 1


Lataa
sovellukset

- (1) Lataa Dexcom G6 -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- (2) Lataa Glooko-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Vaihtoehtoisesti voit mennä osoitteeseen my.glooko.com ja tehdä seuraavat vaiheet siellä.

Vaihe 2

Luo Dexcom-
ja Glooko-tilit
ja kirjaudu
sisään tileille

- (1) Dexcom G6 -sovelluksessa: luo tili sovelluksen ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Dexcom-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (2) Glooko-sovelluksessa tai osoitteessa my.glooko.com: luo tili ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Glooko-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (3) Kirjoita ylös käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja säilytä niitä turvallisessa paikassa, jotta voit tarvittaessa kirjautua sisään toisesta puhelimesta.



Alle 18-vuotiailla käyttäjillä on oltava täysi-ikäinen huoltaja, jolla on Dexcom-tili. Täysi-ikäisen huoltajan on ensin luotava tavallinen Dexcom-tili ohjeiden mukaisesti omalla puhelimellaan. Tämän jälkeen alaikäisen käyttäjän tili luodaan samalla puhelimella. Lopuksi alaikäisen käyttäjän tilille kirjaudutaan alaikäisen käyttäjätunnuksella ja salasamalla tämän omalta puhelimelta.

Vaihe 3

Liitä Dexcom-tili Glooko-tiliin

Jaa
glukoosiarvosi
klinikan kanssa

Tähän tarvitaan
klinikan
ProConnect-koodia.



Ota yhteys
klinikkaan, jos
sinulla ei ole sitä.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Siirry kohtaan "Synk laite" ja napauta "Lisää uusi laite".
- (2) Valitse "CGM-laitteet" ja sen jälkeen "Dexcom". Paina "Lisää(1)".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Sovellukset ja laitteet" Paina Laitteet -välilehteä, Lisää laite, Verengluukoosilaitteet, Jatkuvan glukoosin seurannan monitori ja valitse "Dexcom".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa henkilökuvaketta ja valitse "Profiili".
- (2) Napauta "ProConnect" ja sen jälkeen "Lisää hoitotiimi". Anna koodi ja vahvista.
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Tili" sekä "ProConnect-koodi" / "Esisijainen terveydenhuollon tarjoaja" "Lisää uusi koodi" ja "Lähetä".
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

DexcomG6®

Jos aiot käyttää seuraajatoimintoa

Dexcom G6:n avulla voit helposti jakaa glukoosiarvosi esimerkiksi ystävän, vanhemman tai kumppanin kanssa. Hän voi näin olla sinulle ylimääräisenä tukena.

Dexcom G6-käyttäjä

- (1) Mene Asetuksiin ja napauta "Share" näytön yläosassa.
- (2) Kutsu seuraajia antamalla heidän sähköpostiosoitteensa, ja valitse, mitä haluat jakaa. Käytä sähköpostiosoitetta, jota seuraaja käyttää puhelimellaan.

Seuraaja

- (1) Lataa Dexcom Follow -sovellus App Storesta tai Google Playsta
- (2) Noudata saamasi sähköpostiviestin ohjeita. Jos et näe viestiä, tarkasta roskapostisi.
- (3) Aseta haluamasi varoitukset.

Tarvitsetko apua? Tuestamme saat apua sekä ennen tuotteidemme käyttöä että niiden käytön aikana.

Soita numeroon 020 734 8760 arkisin klo 8–17.
Voit myös lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen diabetessupport@infucare.fi

Lisäksi voit käydä verkkosivuillamme diabetsinfucare.com

?

Onnea
Dexcom G6-
ja
Omnipod® 5 -
järjestelmien
käyttöön



**Making
Diabetes
Easier**

**nordic
INFUCARE**
(Jakelija)

Lue lisää täältä: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.fi | facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi | [@makingdiabeteseasier_fi](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_fi)

Dexcomin valmistaja: Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com Dexcom G6 on CE-merkitty MDD 93/42/ETY mukaisesti.
Insulet Corporation, valmistaja, Omnipod. Insulet Netherlands BV Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Alankomaat. www.mymnipod.com.
Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System on CE-merkitty lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti.