

Dexcom G7

KOLME **TÄRKEÄÄ** VAIHETTA
ENNEN KUIN ALOITAT
DEXCOM G7:N
KÄYTÖN
OMNIPOD 5:N KANSSA



Dexcom-sensorointijärjestelmän käyttöönotto on helppoa. Ennen ensimmäisen sensorin käynnistämistä sinun on suoritettava kolme pientä mutta tärkeää vaihetta, jotka on kuvattu seuraavassa.

Kysy diabeteshoitajaltasi, tehdäänkö Dexcom G7 -järjestelmän käyttöönotto etäaloituksena vai klinikkakäynnillä.

Dexcom G7 -sovellusta voi käyttää useimmilla älypuhelimilla. Tarkista puhelinmallisi yhteensopivuus täältä: www.dexcom.com/compatibility



Making Diabetes Easier™

 **nordic**
INFUcare

Vaihe 1

Lataa
sovellukset

- (1) Lataa Dexcom G7 -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- (2) Lataa Glooko-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Vaihtoehtoisesti voit mennä osoitteeseen my.glooko.com ja tehdä seuraavat vaiheet siellä.

Vaihe 2

Luo Dexcom-
ja Glooko-tilit
ja kirjaudu
sisään tileille

- (1) Dexcom G7 -sovelluksessa: luo tili sovelluksen ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Dexcom-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (2) Glooko-sovelluksessa tai osoitteessa my.glooko.com: luo tili ohjeiden mukaan. Jos sinulla on jo Glooko-tili, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasananallasi.
- (3) Kirjoita ylös käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi ja säilytä niitä turvallisessa paikassa, jotta voit tarvittaessa kirjautua sisään toisesta puhelimesta.



Alle 18-vuotiailla käyttäjillä on oltava täysi-ikäinen huoltaja, jolla on Dexcom-tili. Täysi-ikäisen huoltajan on ensin luotava tavallinen Dexcom-tili ohjeiden mukaisesti omalla puhelimellaan. Tämän jälkeen alaikäisen käyttäjän tili luodaan samalla puhelimella. Lopuksi alaikäisen käyttäjän tilille kirjaudutaan alaikäisen käyttäjätunnuksella ja salasamalla tämän omalta puhelimelta.

Vaihe 3

Liitä Dexcom-tili Glooko-tiliin

Jaa glukoosi-arvosi klinikan kanssa

Tähän tarvitaan klinikan ProConnect-koodia.



Ota yhteys klinikkaan, jos sinulla ei ole sitä.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Siirry kohtaan "Synk laite" ja napauta "Lisää uusi laite".
- (2) Valitse "CGM-laitteet" ja sen jälkeen "Dexcom". Paina "Lisää(1)".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Sovellukset ja laitteet" Paina Laitteet -välilehteä, Lisää laite, Verengluukoosilaitteet, Jatkuvan glukoosin seurannan monitori ja valitse "Dexcom".
- (3) Anna Dexcom-tilisi käyttäjätunnus ja salasana. Noudata ohjeita.

Glooko-sovelluksella:

- (1) Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa henkilökuvaketta ja valitse "Profiili".
- (2) Napauta "ProConnect" ja sen jälkeen "Lisää hoitotiimi". Anna koodi ja vahvista.
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Osoitteessa my.glooko.com:

- (1) Napauta nimikirjaimesi sisältävää ympyrää oikeassa yläkulmassa ja valitse "Asetukset".
- (2) Selaa kohtaan "Tili" sekä "ProConnect-koodi" / "Ensisijainen terveydenhuollon tarjoaja" "Lisää uusi koodi" ja "Lähetä".
- (3) Saat vahvistusviestin sähköpostiisi.

Dexcom G7

Jos aiot käyttää seuraajatoimintoa

Dexcom G7:n avulla voit helposti jakaa glukoosiarvosi esimerkiksi ystävän, vahemman tai kumppanin kanssa. Hän voi näin olla sinulle ylimääräisenä tukena.

Dexcom G7-käyttäjä

- (1) Mene kohtaan Liitännät näytön alaosassa ja napauta "Share".
- (2) Napauta "Kutsu seuraaja". Kirjoita seuraajan nimi, sähköpostiosoite ja valitse, mitä haluat jakaa. Käytä sähköpostiosoitetta, jota seuraaja voi lukea älypuhelimellaan.

Seuraaja

- (1) Lataa Dexcom Follow -sovellus App Storesta tai Google Playsta
- (2) Noudata saamasi sähköpostiviestin ohjeita. Jos et näe viestiä, tarkasta roskapostisi.
- (3) Aseta haluamasi varoitukset.

Tarvitsetko apua? Tuestamme saat apua sekä ennen tuotteidemme käyttöä että niiden käytön aikana.

Soita numeroon 020 734 8760 arkisin klo 8–17. Voit myös lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen diabetessupport@infucare.fi

Lisäksi voit käydä verkkosivuillamme diabetsinfucare.com

?

Onnea
Dexcom G7-
ja
Omnipod® 5 -
järjestelmien
käyttöön



Making Diabetes Easier™

**nordic
INFUCare**

(Jakelija)

Lue lisää täältä: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.fi | [@makingdiabeteseasier_fi](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi)

Dexcomin valmistaja: Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com Dexcom G7 on CE-merkitty lääkinällisistä laitteista annetun asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti. Insulet Corporation, Omnipodin valmistaja. Omnipod ja Omnipod-logo ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Alankomaat. www.mymnipod.com. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System on CE-merkitty lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti.