

BYTTE FRA DEXCOM G6 TIL G7



► Nyheter med Dexcom G7

- Bedre målingsnøyaktighet enn G6
- Mindre enn 30 minutters oppvarmingstid
- Kalibreringsfri men med mulighet for kalibrering
- Alt-i-en-sensor
- CLARITY og TIR direkte i appen/mottakeren
- Nye varsler for enda større individuell tilpassing
- 12 timers fleksitid (ekstra tid før skifte av sensor)

► Enkelt å bytte over fra Dexcom G6 til G7

- Kontroller at brukerens mobiltelefon er kompatibel på: dexcom.com/compatibility
- Last ned G7-appen fra App Store eller Google Play
- Behold G6-appen til du har kommet i gang med G7
- Logg inn i G7-appen med påloggingsinformasjonen for Dexcom. Følg instruksjonene og se filmene i G7-appen.
- Følg instruksjonen for å koble til den nye G7-sensoren din

► For deg som bytter fra G6- til G7-mottaker

- Trykk på knappen for å starte mottakeren
- Følg instruksjonene i mottakeren

► Teknisk support

- Hvis du har spørsmål om G7, er du alltid velkommen til å kontakte Teknisk support, tlf. 22 20 60 00, dagtid 08-17. Du kan også sende e-post til diabetessupport@infucare.no

Les mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.no | facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge | [@makingdiabeteseasier_no](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_no)