

Dexcom G7

TRE **VIKTIGE** STEG Å GÅ GJENNOM FØR DU SKAL BEGYNNE Å BRUKE DEXCOM G7 MED OMNIPOD 5



Det er enkelt å starte Dexcom G7. Her hjelper vi deg med tre små, men viktige steg før du kan starte din første Omnipod 5.

Spør din diabetessykepleier om du skal starte Dexcom G7 via et digitalt eller et fysisk møte.

Dexcom G7-appen fungerer på de fleste mobiler! Du kontrollerer om din mobil er kompatibel her:
www.dexcom.com/compatibility



Making Diabetes Easier™

 **nordic**
INFUCARE

Steg 1

Last ned appen

- (1) Last ned Dexcom G7-appen fra App Store eller Google Play
- (2) Last ned Glooko-appen fra App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå inn på websiden my.glooko.com for neste steg

Steg 2

Lag en konto og logg inn på din Dexcom og Glooko konto

- (1) I Dexcom G7-appen: følg instruksjonene for å skape en konto. Om du allerede har en Dexcom-konto, logg inn med brukernavn og passord
- (2) I Glooko-appen eller på websiden my.glooko.com: følg instruksjonen for å skape en konto. Om du allerede har Glooko-konto, logg inn med ditt eksisterende brukernavn og passord
- (3) Skriv ned ditt brukernavn og passord på et sikkert sted, så du kan logge inn og bruke en annen mobil ved behov



Brukere under 18 år behøver en myndig person med Dexcom-konto. Følg instruksjonen for å skape en vanlig Dexcom-konto for den voksne på den voksnes telefon. Lag så en ny konto for de mindreårige på samme telefon. Avslutt med å logge inn med den mindreåriges kontoopplysninger på brukerens telefon.

Steg 3

Koble
sammen din
Dexcom-konto
til Glooko-konto

Del
glukose-
målingene
dine med
klinikken din

ProConnect-kode
fra klinikken din
kreves.



Kontakt klinikken
om den mangler

Via Glooko-appen

- (1) Gå til "Synkronisering" klikk på "Ny enhet"
- (2) Velg "Kontinuelig glukosmonitor" og deretter "Dexcom"
- (3) Skriv inn brukernavn og passord for Dexcom-kontoen. Følg instruksjonene

Via my.glooko.com

- (1) Klikk på sirkelen med initialene dine øverst til høyre og klikk på "innstillinger"
- (2) Bla ned til "Apper og enheter" og klikk på Dexcom
- (3) Skriv inn brukernavn og passord for din Dexcom-konto. Følg instruksjonene

Via Glooko-appen

- (1) Klikk på person-ikonet øverst til høyre og klikk på "Profil"
- (2) Klikk på "ProConnect" og klikk på "Add Care team" Tast inn kode og bekreft.
- (3) Du vil motta en bekreftelsesmelding på epost

Via my.glooko.com

- (1) Klikk på sirkelen med initialene dine øverst til høyre og klikk på "Innstillinger"
- (2) Bla ned til "Konto" og "ProConnect-kode"/stjerne med "Primær Klinik". Skriv inn koden og bekreft
- (3) Du vil motta en bekreftelsesmelding på epost.

Dexcom G7

Om du skal ha følgere

Med Dexcom G7 kan du enkelt dele dine glukoseverdier, for eksempel med en venn, forelder eller partner som kan være støttende og gi deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Dexcom G7-bruker

- (1) Gå til Tilkoblinger i bunden av skjermen og klikk på "Share"
- (2) Klikk på "Inviter følgere". Skriv inn følgerens navn og e-post-adresse og velg hva du vil dele. Bruk kun en e-postadresse som kan åpnes på følgerens mobiltelefon

Følger

- (1) Last ned Dexcom Follow appen fra App Store eller Google Play
- (2) Følg instruksjonene i e-posten du får. Sjekk søppelpostmappen din om du ikke finner e-posten
- (3) Still inn varslene du ønsker

Behøver du hjelp? Vår support er til hjelp før og under din bruk av produktene våre!

Ring på +47 22 20 60 00 – du når oss på hverdager kl 8–17.

Du kan også sende en e-post om spørsmål: diabetessupport@infucare.no

Se gjerne vår hjemmeside diabetesinfucare.com

?

Lykke til med
Dexcom G7 og
Omnipod® 5



Making Diabetes Easier™

nordic
INFUCARE

(distributør)

Les mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.no | facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge | [@makingdiabeteseasier_no](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_no)

Dexcom er produsert av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com Dexcom G7 er CE-merket i henhold til MDR (EU) 2017/745.

Insulet Corporation, produsent av Omnipod. Omnipod og Omnipod-logotypen er varemerker eller registrerte varemerker som eies av Insulet Corporation USA og andre jurisdiksjoner. Med enerett. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland. www.mynipod.com

Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System CE-merket i henhold til MDR (EU) 2017/745.  2797