

Dexcom G7

TRE **VIKTIGA** STEG ATT GÖRA INNAN DU SKA STARTA DEXCOM G7 MED OMNIPOD 5



Det är enkelt att starta Dexcom. Här hjälper vi dig med 3 små men viktiga steg innan du kan starta din första sensor.

Fråga din diabetessköterska om du ska starta Dexcom G7 vid ett digitalt eller ett fysiskt möte.

Dexcom G7-appen funkar på de flesta mobiler! Du kontrollerar om din mobil är kompatibel här: www.dexcom.com/compatibility



Making Diabetes Easier™

 **nordic**
INFUcare

Steg 1

Ladda ner appar

- (1) Ladda ner Dexcom G7 appen från App Store eller Google Play
- (2) Ladda ner Glooko-appen från App Store eller Google Play. Alternativt kan du gå in på websidan my.glooko.com för nästa steg

Steg 2

Skapa konto och logga in på Dexcom och Glooko

- (1) I Dexcom G7-appen: följ instruktionen för att skapa ett konto. Om du redan har ett Dexcom-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösenord
- (2) I Glooko-appen eller på websidan my.glooko.com: följ instruktionen för att skapa ett konto. Om du redan har ett Glooko-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösenord
- (3) Skriv ner dina användaruppgifter på ett säkert ställe, så du kan logga in och använda en annan mobil vid behov



Användare under 18 år behöver en myndig anhörig med Dexcom-konto. Följ instruktionerna för att skapa ett vanligt Dexcom-konto för den myndige på den myndiges telefon. Skapa sen ett nytt konto för omyndige på samma telefon. Slutför genom att logga in med den omyndiges kontouppgifter på dennas telefon

Steg 3

Anslut
Dexcom-konto
till Glooko-
konto

Dela dina
glukos-
värden med
din klinik

ProConnect-kod
från din klinik
krävs.



Kontakta kliniken
om den saknas.

Via Glooko-appen

- (1) Gå till "Synkronisera" och klicka på "Ny enhet"
- (2) Välj "Kontinuerliga glukosmätare" och sedan "Dexcom"
- (3) Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna

Via my.glooko.com

- (1) Klicka på cirklen med dina initialer högst upp till höger och klicka på "Inställningar"
- (2) Skrolla ner till "Appar och enheter" och klicka på "Dexcom"
- (3) Ange användarnamn och lösenord för ditt Dexcom-konto. Följ instruktionerna

Via Glooko-appen

- (1) Klicka på person-ikonen högst upp till höger och klicka på "Profil"
- (2) Klicka på "ProConnect" och klicka på "Lägga till vårdteam". Fyll i koden och bekräfta
- (3) Du får ett bekräftelsesmeddelande på mejl

Via my.glooko.com

- (1) Klicka på cirklen med dina initialer högst upp till höger, och klicka på "Profil"
- (2) Skrolla ner till "Konto" och "ProConnect-kod" / stjärnan med "Primär vårdgivare". Fyll i koden och bekräfta
- (3) Du får ett bekräftelsesmeddelande på mejl

Dexcom G7

Om du ska använda Följarkfunktionen

Med Dexcom G7 kan du enkelt dela dina glukosvärden, till exempel med en vän/förälder/partner som kan vara ett extra stöd och ge extra trygghet.

Dexcom G7-användaren

- (1) Gå till Anslutningar i botten av skärmen och klicka på "Share"
- (2) Klicka på "Bjud in följare".
Skriv in följarens namn och mejladress och välj vad du vill dela.
Använd endast den mejladress som kan öppnas på följarens mobiltelefon

Följaren

- (1) Ladda ner Dexcom Follow appen från App Store eller Google Play
- (2) Följ instruktionerna i mejlet du får. Kontrollera din skräppost om du inte hittar mejlet
- (3) Ställ in vilka varningar du vill ha

Behöver du hjälp? Vår support finns med dig både före och under din användning av våra produkter!

Ring på 08-601 24 40 – du når oss på vardagar kl 8–22.

Du kan också mejla din fråga till diabetessupport@infucare.se

Se gärna vår hemsida diabetesinfucare.com

?

Lycka till med
Dexcom G7 och
Omnipod® 5



Making Diabetes Easier™

nordic
INFUCARE
(distributör)

Läs mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se | facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | [@makingdiabeteseasier_se](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_se)

Dexcom tillverkas av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com Dexcom G7 är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.
Insulet Corporation, tillverkare av Omnipod. Omnipod och Omnipod-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Insulet Corporation i USA och andra jurisdiktioner. Med ensamrätt. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederländerna.
www.mymnipod.com Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745. **CE** 2797