

Dexcom G6 till **Dexcom G7**



Verklig storlek



Verklig storlek

GUIDE TILL ÖVERGÅNGEN

Övergången till ett nytt system kan väcka frågor. Därför har vi tagit fram den här guiden för att hjälpa dig att navigera Dexcom G7. Dexcom G7 är vårt smartaste system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) hittills, designat med nya uppgraderingar inspirerade av era synpunkter. Med en sensor som är 60 % mindre är den mer diskret, mer exakt och enklare att använda, vilket gör din diabetesbehandling enklare än någonsin.¹

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG OCH ANVÄNDA



ENKEL INSTALLERING

Allt-i-ett-sensor och sändare med guidad introduktion och lärorika tips



30 MINUTERS UPPVÄRMNING

Den snabbaste uppvärmningstiden av alla CGM-märken, med en 12-timmars flextid²



APPLIKATOR MED BARA ETT KLICK

92 % av de tillfrågade Dexcom G7-användarna tycker att det är ganska enkelt eller mycket enkelt att använda⁴

NOGGRANN¹⁻² OCH KOPPLAD



ENASTÅENDE NOGGRANNHET

Vår mest exakta CGM-teknik för säkra behandlingsbeslut



SÖMLÖS ANSLUTNING

På samma nivå som Dexcom G6 – fungerar med ledande insulinpumpar, pennor och hälsoappar från våra partners



BÄTTRE BLUETOOTH

Sensorn på Dexcom G7 har en Bluetooth-räckvidd på upp till 10 meter för stark och pålitlig anslutning till din mobiltelefon³

ANPASSAD EFTER DINA BEHOV



VAL FÖR NYA VARNINGAR

Inställbara varningar samt nya alternativ såsom Fördröj första höga varningen och Tyst läge för mer flexibilitet



SKÄRMFLEXIBILITET

Se dina glukosvärden på tre enheter – mobiltelefon, mottagare och smartklocka

Din sensor kan skicka data direkt till din Apple Watch via Bluetooth (ingen telefon krävs).⁵



VATTENTÄT

Anpassar sig till din livsstil med den enda vattentäta sensorn⁶

GÖR DEN ENKLA ÖVERGÅNGEN FRÅN DEXCOM G6 TILL DEXCOM G7 NU

HUR DU STÄLLER IN DIN DEXCOM G7



Om du använder en mobiltelefon, börja här

1. Kontrollera kompatibiliteten för din smart enhet på dexcom.com/compatibility.
2. Ladda ner Dexcom G7-appen från App Store eller Google Play.
3. Logga in med ditt befintliga konto och följ instruktionerna för att ställa in appen.



Om du använder en mottagare, börja här

1. Se till att du använder en Dexcom G7-mottagare.
2. Applicera din sensor. En valfri overpatch medföljer för att sensorn ska sitta säkert under användningen.
3. Få dina avläsningar efter den snabba 30-minuters uppvärmningen. Valfri kalibrering är tillgänglig för din bekvämlighet när du startar en ny sensor.

ÖVERGÅNGSTIPS

Kan jag fortfarande koppla in till min befintliga insulinpump?

Dexcom G7 är integrerad med de senaste insulinpumparna, pennorna, och hälsoapparna. För den senaste informationen om kompatibilitet och parningsinstruktioner, besök webbplatsen för din enhets tillverkare. Stegen varierar beroende på din insulinpump, penna eller andra anslutna enheter.

Kan jag använda min Dexcom G6-mottagare med Dexcom G7?

Nej. Dexcom G6-delar är inte kompatibla med Dexcom G7. För att få en Dexcom G7-mottagare, kontakta din vårdgivare.

Är min telefon eller smartklocka kompatibel med Dexcom G7?

Besök dexcom.com/compatibility för att se om din Apple- eller Android-enhet är kompatibel.

Behöver jag skapa ett nytt Dexcom Clarity eller Dexcom Follow-konto?

Nej, om du går över från G6 så behöver du inte ett nytt konto. Använd bara ditt befintliga användarnamn och lösenord i alla Dexcom-appar. Dina följare ska också synas automatiskt

NU MED FLER FUNKTIONER ATT ÄLSKA



VAR DISKRET MED TYSTA LÅGET

Anpassa varningar efter din livsstil – perfekt för de stunder när du behöver hålla fokus utan avbrott.



ANPASSA MED FÖRDRÖJ 1:A HÖG VARNINGEN

Justera din första hög varning efter dina behov för att minska störningar och upprepade hypoglykemier

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENSOR		
Allt-i-ett-sensor och sändare	-	✓
Uppvärmning	2 timmar	30 minuter
12 timmars flexitid	-	✓
Vattenfunktion	Vattentålig	Vattentät ¹
Bluetooth Rapid Connect	-	✓
FUNKTIONER		
Inställningsbart ljud och volym	✓	✓
Höga och låga varningar	✓	✓
Varning för snart akut lågt värde	✓	✓
Fördröjning 1:a hög varning	-	✓
Tyst läge	-	✓
Varningsschema	✓	✓
KOMPATIBILITET		
Standardläge för smartklocka	✓	✓
Direkt till smartklocka ²	-	✓
Sömlös integration med ett urval av insulinpumpar, pennor och hälsopartners	✓	✓

Vi är här för stöd i din övergång.

Läs mer om Dexcom G7 här: diabetesinfucare.com/sv/dexcom-g7



¹Jämfört med föregående generation, Dexcom G6. ²Jämfört med andra CGM-märken. ³Baserat på en undersökning i Storbritannien bland användare av Dexcom G7, N = 231. ⁴Smarta enheter säljs separat. En kompatibel mobiltelefon krävs för att koppla ihop en ny Dexcom G7-sensor med en kompatibel Apple Watch. För att kunna använda Share/Follow så måste mobiltelefonen befinna sig inom 10 meter. ⁵Dexcom G7-sensorn är vattentät och kan sänkas ned i upp till 2,5 meters djup i upp till 24 timmar.

1 Garg SK, et al. *Diabetes Technol Ther.* 2022;24(6):373-380. 2 Laffel LM, et al. *J Diabetes Sci Technol.* 2023;17(4):962-967. 3 Dexcom G7 user Guide. 4 Dexcom data på fil, 2024. 5 Användarhandböcker för FreeStyle Libre och Medtronic.

Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Stelo och alla tillhörande logotyper och designmärken är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Dexcom, Inc. i USA och/eller andra länder. ©2025 Dexcom, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Dexcom tillverkas av Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA. dexcom.com MAT-11850, DIA.SE.713-01-NOV2025