

Delning till vårdenhet via Dexcom Clarity

dexcom
CLARITY

TRE VIKTIGA STEG ATT GÖRA I SAMBAND MED ATT DU SKA STARTA DEXCOM ONE+



Det är enkelt att starta Dexcom. Här hjälper vi dig med 3 små men viktiga steg när du ska starta din första sensor.

När du har kommit igång med din Dexcom ONE+, kan du dela dina CGM-data till din vårdenhet/klinik. Det gör det lättare att få rådgivning från din vårdgivare, baserat på dina uppdaterade data. Denna broschyr visar dig hur.

Fråga din diabetessköterska om du ska starta Dexcom ONE+ vid ett digitalt eller ett fysiskt möte.

Dexcom ONE+-appen funkar på de flesta mobiler! Du kontrollerar om din mobil är kompatibel här: www.dexcom.com/compatibility



Steg 1

Ladda ner app

- (1) Ladda ner Dexcom ONE+ appen från App Store eller Google Play.




Steg 2

Skapa konto och logga in på Dexcom

- (1) I Dexcom ONE+-appen: följ instruktionen för att skapa ett konto. (Vi rekommenderar att använda mailadress och inte telefonnummer) Om du redan har ett Dexcom-konto, logga bara in med ditt användarnamn och lösen ord.
- (2) Skriv ner dina användaruppgifter på ett säkert ställe, så du kan logga in och använda en annan mobil vid behov.

Nu är du redo för att starta din första Dexcom ONE+ sensor!



Användare under 18 år behöver en myndig anhörig med Dexcom-konto. Följ instruktionerna för att skapa ett vanligt Dexcom-konto för den myndige på den myndiges telefon. Skapa sen ett nytt konto för omyndige på samma telefon. Slutför genom att logga in med den omyndiges kontouppgifter på dennas telefon

När du har kommit igång med din första sensor kan du dela dina glukosvärden till din vårdenhet.

Steg 3

Dela dina glukosvärden med din vård-enhet/klinik

- (1) Klicka på fliken "Anslutningar" i botten av Dexcom ONE+-appen.
- (2) Klicka på "Clarity Clinic". Fyll i koden och klicka "Fortsätt".
- (3) Bekräfta genom att klicka på "Bekräfta".
- (4) Det kommer fram en grön box som bekräftar att du nu delar dina värden till din vårdenhet/klinik.

Du kan också se vilka vårdenheter/kliniker du delar till. Du har möjlighet att dela till fler vårdenheter/kliniker samtidigt om du behöver. Lägg i så fall till på samma sätt som angivits ovan.

Dexcom Clarity klinikkod från din vårdenhet/klinik krävs.



Kontakta vårdenheten/kliniken om den saknas.

Om du ska använda Följarkfunktionen

Med Dexcom ONE+ kan du enkelt dela dina glukosvärden, till exempel med en vän/förälder/partner som kan vara ett extra stöd och ge extra trygghet.

Dexcom ONE+-användaren

- (1) Gå till Anslutningar i botten av skärmen och klicka på "Share"
- (2) Klicka på "Bjud in följare". Skriv in följarens namn och mejl-adress och välj vad du vill dela. Använd endast den mejladress som kan öppnas på följarens mobiltelefon

Följaren

- (1) Ladda ner Dexcom Follow appen från App Store eller Google Play
- (2) Följ instruktionerna i mejlet du får. Kontrollera din skräppost om du inte hittar mejlet
- (3) Ställ in vilka varningar du vill ha

Kontakta vår support vid behov!

Se öppettider på vår hemsida:
diabetesinfucare.com

Tel: 08-601 24 40

E-post: diabetessupport@infucare.se

Du kan också komma i kontakt med oss genom att fylla i vårt kontaktformulär på makingdiabeteseasier.com/se/kontakta-oss.

?



Lycka till med
Dexcom ONE+