

Gå igennem lufthavnens sikkerhedskontrol med Dexcom G6® CGM-system

Dexcom G6 kan være en god rejsekommerat. Du kan gå igennem metaldetektorer, blive skannet manuelt og alligevel have modtageren tændt under flyvningen.

Sikkerhedsudstyret i lufthavnen

Manuel skanning, kropsvisitering og det at gå igennem metaldetektorer er alt sammen metoder, som er ok, og som ikke beskadiger din Dexcom G6.

Hvis du føler dig usikker eller ubekvem ved at gå igennem metaldetektoren, kan du informere sikkerhedspersonalet om, at du har en kontinuerlig glukosemåler på dig, og at du derfor ønsker at blive skannet manuelt og at få foretaget en visuel inspektion af sensor og modtager. Forklar, at det ikke umiddelbart er muligt at tage sensoren af, da sensortråden sidder fast under huden.

Da Dexcom ikke har haft mulighed for at teste alle avancerede kropsskannere og røntgenapparater, foreslår vi, at du beder om manuel skanning samt visuel inspektion for at være på den sikre side.



Når du bruger Dexcom G6 kan du efterspørge manuel skanning, kropsvisitering og visuel visitering i stedet for at gå igennem AIT kropsskanner (Advanced Imaging Technology).



Dine Dexcom G6-dele bør ikke røntgenfotoferes. Placer alle dele i en pose, som du giver til sikkerhedspersonalet. Når det drejer sig om andet medicinsk udstyr, for eksempel medicin, blodsuktermålere og teststrimler, tjek da producenternes retningslinjer.

På flyet

Sådan får du dine glukoseværdier frem under flyvningen, når du bruger smartenhed eller modtager:

- Smartenhed: Tænd for flytilstand og derefter Bluetooth.
- Modtager: Lad modtageren være tændt.

Kontakt flyselskabet for retningslinjer.