

Opplasting av Omnipod DASH PDM til Glooko

Data for analyse kan lastes opp via Glooko-transmitteren på avdelingen din eller via en datamaskin.
(Obs: du kan IKKE bruke Chromebook, iPad eller laste opp data fra Omnipod DASH via Glooko-appen)

Dersom du ikke allerede har en personlig Glooko-konto, må du opprette en konto.
Det gjør du på my.glooko.com.

Brukernavnet ditt er e-postadressen din. Passordet må inneholde minst 8 tegn, og minst ett må være et tall og ett må være et spesialtegn som !, @ eller #.

For å laste opp din PDM fra en datamaskin må du installere Glooko Uploader.
Den finner du ved å klikke på initialene dine oppe til høyre på siden når du har logget inn på kontoen din.
Gå til «Innstillinger», rull ned til «Apper og enheter» og velg «Last ned Glooko Uploader».
Følg deretter instruksjonene.

Når du skal laste opp data fra din Omnipod DASH PDM hjemme:

1. Åpne Glooko Uploader på datamaskinen din
2. Logg inn med kontoopplysningene dine
3. Oppgi pinkoden din og lås opp skjermen på Omnipod DASH PDM
4. Først kobler du USB-ledningen til datamaskinen din, deretter kobler du til PDMen
5. Klikk på EKSPORT på ruten som kommer opp i PDMen
6. Vent til opplastingen er ferdig (100 %), og deretter frakobler du PDMen



Ved spørsmål om din Glooko-konto, opplasting m.m. kan du kontakte Glooko Support på tlf. +46 31-762 88 88 eller help@glooko.com. Du kan også finne informasjon på support.glooko.com.

Dersom du har spørsmål om ditt Omnipod DASH-system kan du kontakte Nordic Infucare på tlf 22 20 60 00. Du kan også sende spørsmålet ditt på e-post til diabetessupport@infucare.no.



Les mer på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.no | facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge | [@makingdiabeteseasier_no](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_no)