

# BYTT ENKELT OVER TIL OMNIPOD DASH™

## Oversikt over dine innstillinger



## OVERFØR DINE TIDLIGERE PUMPEINNSTILLINGER TIL OMNIPOD DASH

Forbered trinn 1 og trinn 2, før du starter på Omnipod DASH

1. Finn innstillingene direkte i din gamle PDM.

2. Skriv ned PDM-innstillingene i Omnipod DASH-dokumentet.

Dokumentet "PDM-innstillinger" kan lastes ned fra [www.diabetesinfucare.com](http://www.diabetesinfucare.com)

**Oppstart av Omnipod DASH skjer alltid i henhold til avtale med din diabetesklinikk.**

For å starte din Omnipod DASH PDM: Sett inn batteriet, lad opp din PDM og trykk på startknappen.

Les og følg instruksjonene på skjermen, og legg inn innstillingene fra dokumentet du fylte ut.

Når din PDM restarter av seg selv, er du ferdig med programmeringen.

Kontroller nøye at du overfører de korrekte innstillingene. Ved spørsmål eller usikkerhet rundt dine innstillinger - kontakt alltid din diabetessykepleier.

Innløpende pumpeinnstillinger for din Omnipod Dash™ PDM		Referer til ordinasjonen fra ditt diabetessteam
1. Maks basaldose **		E/t
2. Basal 1*	Tidssegment 00:00 -	E/t E/t E/t E/t E/t
3. Midlertidig basal (%)		<input type="radio"/> På <input type="radio"/> Av
4. BS-målområde		Øvre grense mmol/L Nedre grense mmol/L
5. Boluskalkulator		<input type="radio"/> På <input type="radio"/> Av
6. BS-mål og korrigere over*	Tidssegment 00:00 -	Mål mmol/L Korriger over mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L
7. Minimum BS for bolusberegninger		mmol/L
8. Insulin-BI-KH-forhold (KH-forhold)*	Tidssegment 00:00 -	Antallet gram karbohydrater som dekkes av 1 enhet insulin g g g g g g
9. Korreksjonsfaktor*	Tidssegment 00:00 -	1 enhet insulin reduserer BS med mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L
10. Reversert korreksjon*		<input type="radio"/> På <input type="radio"/> Av
11. Varighet av insulinaktivitet*		timer
12. Maksimal bolus*		enheter
13. Forlengt bolus		<input type="radio"/> På <input type="radio"/> Av

OBS! Etter at ovenstående innstillinger er gjort, kommer din PDM til å starte på nytt, og lagre dine innstillinger

Nedenstående funksjoner er forhåndsinnstilt. Disse kan enkelt endres under Historikk/Påminnelser

Varsel om lite i reservoar (forhåndsinnstilt: 10 E)  
Podslag (forhåndsinnstilt: 4 timer)

Ansvarlig lege/sykepleier \_\_\_\_\_ Underskrift \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_

# FINN INNSTILLINGENE I DIN PDM

Finn innstillingene ved å gå inn i innstillingsmenyene for hvert av de nedenstående punktene.

Skriv ned dine PDM-innstillinger i Omnipod DASH-dokumentet.



Kan lastes ned fra [www.diabetesinfucare.com](http://www.diabetesinfucare.com)

	PDM-innstillingene	Trykk følgende:
1.	Maks. basal	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Maks. basal
2.	Basal 1	Innstillinger > Basalprogrammer
3.	Aktiver midlertidig basaldose (%)	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Midl. basaldose
4.	BS-mål	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > BS-mål
5.	Bruk av boluskalkulator	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Bolusbereg.
6.	BS-mål	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > BS-mål
7.	Minimum BS for bolusberegninger	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > Min. for beregn
8.	Insulin-til-KH-forhold	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > Insulin-til-KH-forhold
9.	Korreksjonsfaktor	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > Korreksjonsfaktor
10.	Reversert korreksjon	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > Reversert korreksjon
11.	Varighet av insulinaktivitet	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forhold/faktorer/mål > Insulinaktivitet
12.	Maksimal bolus	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Maks. bolus
13.	Forlenget bolus	Innstillinger > Systemoppsett > Bolus/basal/bereg. > Forlenget

Hvis du vil, kan du endre disse under Innstillinger > Systemoppsett > Påminnelser > Podutløp etter at du lagt inn innstillingene, og din Omnipod DASH PDM har restartet.

Kontroller nøye at du har lagt inn de korrekte innstillingene.

Ved spørsmål eller usikkerhet rundt dine innstillinger – kontakt alltid din diabetesykepleier. Oppstart og programmering av Omnipod DASH skjer alltid i henhold til avtale med din diabetesklinikk.

Når du begynner, og programmerer din PDM, skal du lese og følge instruksjonene på skjermen trinn for trinn.

Les mer på: [diabetesinfucare.com](http://diabetesinfucare.com) | [makingdiabeteseasier.no](http://makingdiabeteseasier.no) | [facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge](https://facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge) | [@makingdiabeteseasier\\_no](https://twitter.com/makingdiabeteseasier_no)