

## PDM- INDSTILLINGER FOR NY PODDER<sup>™</sup>

Dette dokument er beregnet til dig, som skal starte med Omnipod Dash<sup>™</sup> insulinpumpe system. Både til dig, som er voksen og til dig, som er forælder til et barn, der skal starte med Omnipod.

Fornavn \_\_\_\_\_ Efternavn \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_ PDM-serienummer \_\_\_\_\_

De første indstillinger, som du ser nedenfor, skal programmeres i din PDM i henhold til ordinationen fra dit/barnets diabetesteam.

Det er en god idé altid at opbevare en opdateret kopi af indstillingerne både i journalen og hjemme.

Indledende pumpeindstillinger til din Omnipod Dash™ PDM. * i henhold til ordinationen fra dit diabetesteam			
1.	Maksimal basalrate*	_____ Enhed/time	
2.	Basal 1*	Tidssegment 00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	_____ E/t _____ E/t _____ E/t _____ E/t _____ E/t _____ E/t _____ E/t <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Basaldosis/døgn: _____ E</div>
3.	Midlertidig basalrate	Til _____	Fra _____
4.	Grænser for BS-mål	Øvre grænse _____ mmol/L Nedre grænse _____ mmol/L	
5.	Foreslåede bolusberegninger	Til _____	Fra _____
6.	BS-mål*	Tidssegment 00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	Mål _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L Korrektionstærskel _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L
7.	Min. BS til bolusberegninger	_____ mmol/L	
8.	Insulin-til-KH-forhold*	Tidssegment 00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	1 enhed insulin dækker _____ g _____ g _____ g _____ g _____ g _____ g _____ g _____ g
9.	Korrektionsfaktor*	Tidssegment 00:00 - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____ _____ - _____	1 enhed insulin nedsætter BS med _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L _____ mmol/L
10.	Omvendt korrektion*	Til _____	Fra _____
11.	Varighed af insulinens virkning*	_____ timer	
12.	Maksimal bolus*	_____ enheder	
13.	Forlænget bolus (%)	Til _____	Fra _____
OBS! Efter at ovenstående indstillinger er gennemført, vil din PDM genstarte og gemme dine indstillinger			
<b>Nedenstående funktioner er forudindstillet. Disse kan enkelt ændres under indstillinger/påmindelser.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavt reservoirniveau (forud indstilling: 10IE)</li> <li>• Udløb af pod (forud indstilling: 4 timer)</li> </ul>			

Ansvarlig læge/sygelejer

Navn med blokbogstaver

Dato