



NY, ENKEL OG DISKRET MÅTE Å TILFØRE INSULIN PÅ

Omnipod DASH Insulin Management System er den nye, enkle, slangeløse og diskrete måten å tilføre insulin på, og kan hjelpe deg å leve livet uten å stadig bekymre deg for din diabetes. Den velkjente, smarttelefonlignende teknologien er lett å bruke og blir en del av din hverdag.



Omnipod[®] Support *Programme*

Omnipod support-programmet -
tilleggstjenester som hjelper deg.

Omnipod-kundeserviceteam

800 22 612*

Utenfor Norge
+47 22 20 60 00

www.myomnipod.com

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Omnipod DASH Insulin Management System er beregnet for subkutan tilførsel av insulin, med faste og variable doser for behandling av diabetes mellitus hos personer som trenger insulin.

Omnipod DASH Insulin Management System er utformet for anvendelse med hurtigvirkende U-100-insulin. Se brukerhåndboken Omnipod DASH Insulin Management System for hvilke U-100-insulinanaloger som har blitt testet og vist seg å være sikre for anvendelse i poden, samt fullstendig sikkerhetsinformasjon inklusive indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner.

*Samtaler kan tas opp for opplæring og kvalitetsformål. Samtaler til support-nummer er gratis fra lokale fasttelefoner, men andre nettverk kan kreve gebyr for disse samtalene.


© 2020 Insulet Corporation . Omnipod, Omnipod-logoen, DASH, DASH-logoen og Podder er varemerker eller registrerte varemerker for Insulet Corporation i USA og andre ulike jurisdiksjoner. Med enerett. Bluetooth-ordmerker og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Insulet Corporation finner sted under lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Bruk av tredjeparts varemerker utgjør ikke en godkjenning og innebærer ikke et forhold eller annen tilknytning. 1 King St, Hammersmith, London W6 9HR.
OMNI.NO.006-01-MAR2020.



Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
www.infucare.no Tlf: 22 20 60 00
Distributør



FRIHET TIL Å LEVE LIVET MED SLANGELØS POD-BEHANDLING



omnipod[®]
— DASH[™]

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



Poden har en vanntett IP28-klassifisering for opptil 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.


LEV LIVET UTEN AVBRUDD



Omnipod:

1

vs.



MDI:

14

Færre injeksjoner, færre daglige avbrudd
Gjennomsnittlig antall injeksjoner som kreves i løpet
av 3 dager (MDI[§]: ~ 4,5 per dag).

Pålitelig, automatisk innsetting
Ikke nødvendig å se eller berøre innføringsnålen.
3 dagers uavbrutt insulintilførsel*

KOMME I GANG

Når programmeringen er utført, kan Omnipod DASH-systemet begynne å tilføre insulin ved hjelp av 3 enkle trinn.

- 1 Fyll poden**
Fyll poden med opptil 200 enheter insulin
- 2 Fest poden**
Den slangeløse poden kan plasseres hvor som helst der en injeksjon skulle kunne gis
- 3 Trykk på Start på PDM**
Den lille, fleksible kanylen føres inn automatisk; du vil aldri se det, og knapt føle det

Rådfør deg med helsepersonell for å vurdere om Omnipod DASH Insulin Management System er egnet for deg. [§]MDI: Multiple Daglige Injeksjoner

ENKEL OG DISKRET



1

En slangeløs, vanntett** pod

Slipp daglige injeksjoner og slangeproblemer - og kle deg som du vil

2

Personal Diabetes Manager (PDM) med berøringsskjem

Diskret insulintilførsel med noen få trykk

*Opptil 72 timer med kontinuerlig insulintilførsel.

**Poden har en vanntett IP28-klassifisering for opptil 7,6 meter i 60 minutter. PDM er ikke vanntett. †Under normal drift: innen 1,5 m fra hverandre. Avhengig av lokasjonen kan kommunikasjonsavstanden håndtere avstander opptil 15 m unna.

Skjermbildet er kun et illustrerende eksempel.

LETT Å BRUKE LETT Å ELSKE

Den nye, avanserte PDMen har berøringsskjerm i farger, og et intuitivt grensesnitt. Instruksjoner leder deg frem gjennom funksjoner, som hjelper deg å håndtere din diabetes.



SLANGELØS

Beveg deg fritt, kle deg som du vil, og vær med på idrett uten å måtte uroe deg for at en slange kommer i veien. Omnipod DASH-poden er liten, lett og diskret.



VANNTETT**

Å bade, dusje og gjøre mye annet uten å behøve ta bort din pod, gjør livet litt lettere.



TRÅDLØS BLUETOOTH®-TEKNOLOGI

Med Omnipod DASH PDM kan du trådløst justere insulindosen basert på aktivitetsnivå og måltidsvalg. Det gir deg mer trygghet.



FLEKSIBEL OG TILPASSET

Poden kan plasseres omtrent overalt der du ville gitt deg selv en injeksjon. Du har mulighet til å stille inn ulike forhåndsinnstillinger på Omnipod DASH PDM for å opprette favoritter, merke aktivitetene dine og tilpasse insulintilførselen ut fra din daglige rutine.





Frihet til å glede deg
over favorittaktivitetene
dine *uten avbrudd* ...

