

Nettverksoppdateringer 2G/3G: Viktig informasjon til Omnipod DASH[®]-brukere

Kjære helsepersonell og Omnipod DASH-brukere

Retningslinjene for brukere av Omnipod DASH[®] er oppdaterte på grunn av slukkingen av 2G- og 3G-nettet den siste tiden. Nettverkene slukkes på ulike tidspunkt rundt i verden, og batteriet i din Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) kan lades ut raskere hvis du bruker den i et område der dette gjelder.

Aktiver Flymodus for å oppnå maksimal batteritid. Dette påvirker ikke Omnipod DASH[®]-systemets funksjonalitet.

Å aktivere Flymodus forbedrer batteriytelsen også når du ikke er på reise, og bidrar til at enheten din fungerer mer effektivt.

Les mer om reiseanvisninger for Omnipod DASH PDM og Instruksjoner for Flymodus under vanlige spørsmål www.diabetesinfucare.com/no/omnipod-dash/hjelp-og-stotte

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du gjerne kontakte oss på 22 20 60 00* eller diabetesupport@infucare.no.

Takk for deres vedvarende støtte.
Omnipod[®]

* Samtalen din kan bli spilt inn for kvalitets- og opplæringsformål.