

Nätverksuppdateringar 2G/3G: Viktig information för Omnipod DASH[®]-användare

Bästa vårdpersonal och Omnipod DASH-användare

Det finns uppdaterade riktlinjer för användare av Omnipod DASH[®] på grund av avstängningarna av 2G- och 3G-näten den senaste tiden. Eftersom nätverksavstängningarna skiljer sig åt runt om i världen kan batteriet i din Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) laddas ur snabbare om den används i ett drabbat område.

Aktivera Flygplansläge för att maximera batteritiden. Detta påverkar inte Omnipod DASH[®]-systemets funktionalitet.

Att aktivera Flygplansläge förbättrar batteriprestandan även när du inte reser och hjälper din enhet att fungera mer effektivt.

Läs mer om reseanvisningar för Omnipod DASH PDM och Instruktioner för Flygplansläge i våra vanliga frågor: www.diabetesinfucare.com/sv/omnipod-dash/hjalp-och-support

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta oss på 08-601 24 40* eller diabetessupport@infucare.se

Tack för ert fortsatta stöd.
Omnipod[®]

Ditt samtal kan komma att spelas in för kvalitets- och utbildningsändamål