




GØR DIABETES TIL EN MINDRE DEL AF LIVET

For personer med
type 1-diabetes, fra
2 år og opefter

omnipod[®]
automated insulin
delivery system
5

SLANGELØS, AUTOMATISERET INSULINTILFØRSEL

Omnipod® 5 er et system i to dele, som kan integreres med compatible sensorer



Omnipod 5 Kontrolenhed

Tag kontrol med Omnipod 5 Kontrolenhed

Pod

Slangeløs, bærbar og vandtæt[†] med indbygget SmartAdjust™-teknologi, en prædiktiv insulinalgoritme. Pod'en sidder direkte på kroppen og hjælper med at holde glukoseværdien inden for målområdet.

Din sensor

Din sensor*, som hele tiden kommunikerer med Pod'en, sender glukoseværdier og trends, for at systemet kan tage automatiserede beslutninger om insulintilførsel. Gå til diabetesinfucare.com for at få information om compatible sensorer

Skærbilledet er et eksempel og kun til illustration.

Pod'en visen uden plasteret, som skal bruges til at sætte den fast.

*Sensor ordineres og sælges separat. Udbuddet af compatible sensorer kan se forskellige ud i forskellige lande

[†]Pod'en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter. Kontrolenheden er ikke vandtæt.

SØRGER FOR ALLE JUSTERINGER, SÅ DU SLIPPER FOR DET

SmartAdjust™-teknologien er hjernen bag Omnipod 5-systemet og hjælper med at beskytte mod for høje og for lave glukoseværdier. Systemet forudsiger, hvor glukoseværdierne vil være 60 minutter frem i tiden, og øger, mindsker eller pauser automatisk insulintilførslen hvert femte minut ud fra din sensorværdi og trend. Bolusdoser til måltider kan gives ved hjælp af Omnipod 5 Kontrolenhed.



MÅLTIDSMATEMATIKKEN BLIVER ORDNET FOR DIG

SmartBolus-beregneren gør det nemt at finde ud af, hvad der er den rigtige mængde insulin til måltider og mellemmåltider. Den bruger dit barns sensorværdi og -trend sammen med kulhydratmængder for at beregne den præcise måltidsdosis - man behøver ikke at gætte. Desuden er det nemt at lære andre, som er tæt på barnet, f.eks. bedsteforældre, babysitter eller ressourcepersoner, hvordan det fungerer med nogle få tryk på skærmen.



KOM I GANG MED AKTIVITETS- FUNKTIONEN


Når Aktivitetsfunktionen er slået til, reduceres insulintilførslen i perioder, hvor insulinbehovet normalt falder, f.eks. når du træner. Uanset om du satser på at gå et vist antal skridt, er i træningscenteret eller dyrker yoga, så vil Omnipod 5 gøre det lettere at få værdierne i balance.



EN KONTROLENHED, SOM HOLDER STYR

Du kan når som helst tage fuld kontrol over systemet med et tryk på skærmen. Med Omnipod 5 Kontrolenhed er det lige så nemt at give en måltidsbolus, starte aktivitetsfunktionen og oven i købet at skifte Pod som at sende en sms med din mobil.

DER ER MANGE PUMPER. MEN DER ER KUN ÉN OMNIPOD® 5



Skærbilledet er et eksempel og kun til illustration.
Pod*en visen uden plasteret, som skal bruges til at sætte den fast.



OMNIPOD® 5 SIMPLIFY LIFE®

Pod*en er vandtæt med IP28-klassifikation ned til 7,6 meter i 60 minutter.
Kontrolenheden er ikke vandtæt.



Bestil en gratis demo-Pod* i dag
på **diabetesinfucare.com**

Kundesupport: +45 70 28 10 24



*Demo-Pod'en er nålefri og giver ingen insulin. Kontrolenheden er ikke med.

Indikation: Omnipod® 5 Automated Insulin Delivery System er indiceret til behandling af diabetes mellitus voksne type 1 hos unge og børn fra 2 år. omnipod 5-systemet bør ikke bruges til personer, der ikke kan se, høre, forstå eller følge instruktionerne, der kommer fra systemet, eller som de får fra deres behandlere

©2024 Insulet Corporation. (Fremstiller) Omnipod, Omnipod-logotypen, Simplify Life og SmartAdjust er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Insulet Corporation. Med eneret. Bluetooth®-ordmærket og -logotyperne er registrerede varemærker, som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af sådanne mærker af Insulet Corporation sker på licens. Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere. Anvendelse af tredjepartsvaremærker indebærer ikke godkendelse, forretningsforhold eller anden forbindelse. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Holland. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System er CE-mærket i henhold til MDR (EU) 2017/745
INS-OHS-02-2025-00273 V1 OMNI.DK.083-02-MAR2025



**Making
Diabetes
Easier®**

diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk
facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark | @makingdiabeteseasier_dk
NordicInfu Care AB (Distributør) · Industrivej 21 · 4000 Roskilde, telefon +45 70 28 10 24 · www.infucare.com