

PUMPPUJA ON MONENLAISIA. MUTTA VAIN YKSI NIISTÄ ON OMNIPOD® 5



Näytön esimerkinäkymä on vain havainnollistamista varten.
Pumppu näkyy kuvassa ilman kiinnittämiseen tarvittavaa ihteippiä.

Lähteet:

1. Tutkimus, jossa 240 iältään 6–70-vuotiaasta tyyppin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä sai 2 viikon ajan tavanomaista diabeteshoitoa ja sen jälkeen 3 kuukauden ajan hoitoa Omnipod 5 -järjestelmällä Automatisoidussa Tilassa. Hyperglykemia-ajan keskimääräinen osuus öisin (24.00–6.00) tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: aikuiset/nuoret: 32,1 % vs. 20,7 %; lapset: 42,2 % vs. 20,7 %. Hyperglykemia-ajan keskimääräinen osuus päivisin (6.00–24.00) tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: aikuiset/nuoret: 32,6 % vs. 26,1 %; lapset: 46,4 % vs. 33,4 %. Hypoglykemia-ajan mediaanosuus öisin (24.00–6.00) tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: aikuiset/nuoret: 2,07 % vs. 0,82 %; lapset: 0,78 % vs. 0,78 %. Hypoglykemia-ajan mediaanosuus päivisin (6.00–24.00) tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: aikuiset/nuoret: 1,91 % vs. 1,08 %; lapset: 1,17 % vs. 1,62 %. Brown et al. Diabetes Care (2021).
2. Tutkimus, jossa 80 iältään 2–5,9-vuotiaasta tyyppin 1 diabetesta sairastavaa lasta sai ensin 2 viikon ajan tavanomaista diabeteshoitoa ja sen jälkeen 3 kuukauden ajan hoitoa Omnipod 5 -järjestelmällä Automatisoidussa Tilassa. Hyperglykemia-ajan keskimääräinen osuus öisin sensoroinnin perusteella tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: 38,4 % vs. 16,9 %. Hyperglykemia-ajan keskimääräinen osuus päivisin sensoroinnin perusteella tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: 39,7 % vs. 33,7 %. Hypoglykemia-ajan keskimääräinen osuus öisin sensoroinnin perusteella tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: 3,41 % vs. 2,13 %. Hypoglykemia-ajan keskimääräinen osuus päivisin sensoroinnin perusteella tavanomaisessa vs. Omnipod 5 -hoidossa: 3,44 % vs. 2,57 %. Sherr JL, et al. Diabetes Care (2022).

OMNIPOD® 5 SIMPLIFY LIFE®

Pumppu on vesitiivis 7,6 metriin asti 60 minuutin ajan (IP28-luokitus). Ohjain ei ole vesitiivis.



Tilaa maksuton näytepumppu*
jo tänään osoitteessa
diabetesinfucare.com

Asiakaspalvelu: +358 (0) 207 348 760



*Näytepumppu on neulaton, eikä se annostele insuliinia. Pumpun kokeilupakkaus ei sisällä Ohjainta.

©2024 Insulet Corporation (Valmistaja). Omnipod, Omnipod-logo, Simplify Life ja SmartAdjust ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Insulet Corporation käyttää niitä lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kolmansien osapuolten tavaramerkkien käyttöä ei katsota suosittelevaksi, eikä se viittaa liikesuhteeseen tai muuhun kytkökseen. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Alankomaat. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System on CE-merkitty lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EY) 2017/745 mukaisesti.

INS-OHS-02-2025-00272 V1 OMNI.FI.134-02-MAR2025



**Making
Diabetes
Easier®**

diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.fi

facebook.com/MakingDiabetesEasierSuomi | @makingdiabeteseasier_fi

NordicInfu Care AB (jakelija) · Tekniikantie 14 · 02150 Espoo, Ruotsi, +358 (0) 207 348 760 · www.infucare.com



TEE DIABETEKSESTA PIENEMPI OSA ELÄMÄÄ

Tyypin 1 diabetesta
sairastaville
2 ikävuodesta
ylöspäin

omnipod[®]
5
automated insulin
delivery system

LETKUTON, AUTOMATISOITU INSULIINIANNOSTELU

**Omnipod® 5 on kaksiosainen järjestelmä,
johon voi integroida yhteensopivan Sensorin**



Omnipod 5 -Ohjain

Ota ohjat käsiisi Omnipod 5 -Ohjaimella

Pumppu

Letkuton, kannettava ja vesitiivis[†]. Sisäänrakennettu ennakoiva SmartAdjust™-insuliinialgoritmi. Suoraan iholle kiinnitettävä Pumppu auttaa pitämään glukoosiarvon tavoitealueella.^{1, 2}

Sensorisi

Sensorisi* lähettää jatkuvasti glukoosiarvot ja -trendit Pumpulle, jotta järjestelmä voi niiden perusteella tehdä automaattisia päätöksiä insuliiniannostelusta. Saat tietoa yhteensopivista Sensoreista osoitteessa diabetesinfucare.com.

Näytön esimerkinäkymä on vain havainnollistamista varten.

Pumppu näkyy kuvassa ilman kiinnittämiseen tarvittavaa ihoiteippiä.

*Sensorit myydään erikseen, ja ne vaativat erillisen reseptin. Yhteensopivien Sensorien vaihtoehtot voivat vaihdella maittäin.

[†]Pumppu on vesitiivis 7,6 metriin asti 60 minuutin ajan (IP28-luokitus). Ohjain ei ole vesitiivis.

SÄÄTELEE ANNOSTELUA PUOLESTASI

SmartAdjust™-teknologia on Omnipod 5 -järjestelmän aivot ja auttaa suojaamaan liian korkeilta ja matalilta glukoosiarvoilta.^{1,2} Järjestelmä ennustaa, millä tasolla glukoosiarvo on 60 minuutin kuluttua, ja lisää tai vähentää insuliiniannostelua tai keskeyttää sen 5 minuutin välein sensoriarvon ja -trendin perusteella. Ateriabolukset annetaan Omnipod 5 -Ohjaimella.



TEKEE ATERIALASKELMAT PUOLESTASI

SmartBolus-Laskurilla määrität vaivattomasti oikean insuliinimäärän aterioita ja välipaloja varten. Se laskee tarkan bolusannoksen lapsesi sensoriarvon ja -trendin ja hiilihydraattimäärän perusteella. Arvauksia ei tarvita. Laskurin käyttö muutamine näytön napautuksineen on myös helppo opettaa muille lasta lähellä oleville henkilöille, kuten isovanhemmille, lapsenvahdille tai kouluhenkilökunnalle.



KÄYTÄ LIIKUNTATOIMINTOA

Insuliiniannostelua vähentävä
Liikuntatoiminto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa insuliinitarve normaalisti laskee, kuten fyysisessä rasituksessa. Liikuit sitten reippaasti kävellen, kuntosalilla tai joogaamalla, Omnipod 5 auttaa sinua hallitsemaan glukoosiarvojesi.



HALLITSE JÄRJESTELMÄÄ OHJAIMELLA

Järjestelmän täydellinen hallinta vaatii vain muutamia näytön napautuksia. Omnipod 5 -Ohjaimella ateriaboluksen ottaminen, Liikuntatoiminnon käynnistäminen tai jopa Pumpun vaihtaminen on yhtä vaivatonta kuin puhelimella tekstaaminen.