


DET FINNES MANGE PUMPER. MEN DET FINNES BARE ÉN OMNIPOD® 5



Skjermbildet er et eksempel og kun ment som en illustrasjon.
Poden vises uten det selvklebende plasteret som trengs for å feste den.

Referanser:

1. Studie med 240 personer med type 1-diabetes i alderen 6–70 år med 2 ukers standardbehandling av diabetes etterfulgt av 3 måneders bruk av Omnipod 5 i Automatisert Modus. Gjennomsnittlig tid om natten (24.00–6.00) med høy blodsukkerverdi hos voksne/ ungdommer og barn for standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 32,1 % vs. 20,7 %; 42,2 % vs. 20,7 %. Gjennomsnittlig tid om dagen (6.00–24.00) med høy blodsukkerverdi hos voksne/ungdommer og barn for standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 32,6 % vs. 26,1 %; 46,4 % vs. 33,4 %. Median om natten (24.00–6.00) med lav blodsukkerverdi hos voksne/ ungdommer og barn for standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 2,07 % vs. 0,82 %; 0,78 % vs. 0,78 %. Median om dagen (6.00–24.00) med lav blodsukkerverdi hos voksne/ungdommer og barn for standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 1,91 % vs. 1,08 %; 1,17 % vs. 1,62 %. Brown et al. Diabetes Care (2021).

2. Studie med 80 personer med type 1-diabetes i alderen 2–5,9 år med 2 ukers standardbehandling av diabetes etterfulgt av 3 måneders bruk av Omnipod 5 i Automatisert Modus. Gjennomsnittlig tid om natten med høy blodglukose i henhold til sensor ved standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 38,4 % sammenlignet med 16,9 %. Gjennomsnittlig tid om dagen med høy blodglukose i henhold til sensor ved standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 39,7 % sammenlignet med 33,7 %. Gjennomsnittlig tid om natten med lav blodglukose i henhold til sensor ved standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 3,41 % sammenlignet med 2,13 %. Gjennomsnittlig tid om dagen med lav blodglukose i henhold til sensor ved standardbehandling sammenlignet med Omnipod 5 = 3,44 % sammenlignet med 2,57 %. Sherr JL, et al. Diabetes Care (2022).



OMNIPOD® 5 SIMPLIFY LIFE®

Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter.
Kontrollenheten er ikke vanntett.



Test en demo-Pod*

Spør behandleren din om en gratis demo-pod.

Les mer om demo-Poden på
diabetesinfucare.com

Kundesupport: +47 22 20 60 00



*Demo-Poden er nålefri og tilfører ikke insulin. Kontrollenheten medfølger ikke.

©2024 Insulet Corporation. (Produsent) Omnipod, Omnipod-logotypen, Simplify Life og SmartAdjust er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Insulet Corporation. Med enerett. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Insulet Corporation skjer på lisens. Alle øvrige varemerker tilhører respektive eiere. Bruk av tredjeparts varemerker innebærer ikke godkjenning, forretningsforhold eller annen tilknytning. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Nederland.

Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System er CE-merket i henhold til MDR (EU) 2017/745

INS-OHS-02-2025-00270 V1 OMNINO.076-02-MAR2025



**Making
Diabetes
Easier®**

diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.no

facebook.com/MakingDiabetesEasierNorge | @makingdiabeteseasier_no

NordicInfu Care AB Distributør · Blindernveien 5 · 0361 Oslo telefon · +47 22 20 60 00 · www.infucare.com



GJØR DIABETES TIL EN MINDRE DEL AV LIVET

For personer med
type 1-diabetes, fra
2 år og oppover

omnipod[®]
automated insulin
delivery system

5

SLANGEFRI, AUTOMATISERT INSULINTILFØRSEL

Omnipod® 5 er et system i to deler som kan integreres med compatible sensorer



Omnipod 5 Kontrollenhet

Ta kontroll med Omnipod 5 Kontrollenhet

Pod

Slangefri, bærbar og vanntett[†] med innebygd SmartAdjust™-teknologi, en prediktiv insulinalgoritme. Poden festes rett på kroppen og hjelper til med å holde glukoseverdien innenfor målområdet.^{1,2}

Sensoren din

Sensoren din*, som kontinuerlig kommuniserer med Poden, sender glukoseverdier og trender for at systemet skal kunne ta automatiserte beslutninger om insulintilførsel. Gå til diabetesinfucare.com for å få informasjon om compatible sensorer

Skjermbildet er et eksempel og kun ment som en illustrasjon.

Poden vises uten det selvklebende plasteret som trengs for å feste den.

*Sensor forskrives separat. Alternativene for compatible sensorer kan se forskjellige ut i ulike land

†Poden er vanntett med IP28-klassifisering ned til 7,6 meter i 60 minutter. Kontrollenheten er ikke vanntett.

GJØR ALLE JUSTERINGER SLIK AT DU SLIPPER

SmartAdjust™-teknologien er hjernen bak Omnipod 5-systemet og bidrar til å beskytte mot for høye og for lave glukoseverdier.^{1,2} Systemet forutser hvor glukoseverdiene kommer til å ligge 60 minutter fremover i tid og øker, reduserer eller stopper insulintilførselen automatisk hvert femte minutt, basert på sensorverdien og trenden din. Bolusdoser før måltider kan gis ved hjelp av Omnipod 5 Kontrollenhet.



MÅLTIDSMATEMATIKKEN TAS HÅND OM FOR DEG

Med SmartBolus-kalkulatoren er det enkelt å avgjøre hva som er riktig mengde insulin før måltider og mellommåltider. Den benytter sensorverdi og trend i kombinasjon med karbohydratverdien for å beregne nøyaktig måltidsdose for barnet ditt – det er ikke nødvendig å gjette. Det er dessuten enkelt å lære andre i barnets nærhet, for eksempel besteforeldre, barnevakt eller ressursperson, hvordan det virker ved hjelp av noen få trykk på skjermen.



KOM I GANG MED AKTIVITETS- FUNKSJONEN

Når Aktivitetsfunksjonen er på, reduseres insulintilførselen i perioder der insulinbehovet vanligvis går ned, for eksempel når du trener. Uansett om du satser på å gå et visst antall skritt, trene i treningsstudio eller gjøre yoga, vil Omnipod 5 gjøre det lettere å få verdiene i balanse.



EN KONTROLLENHET SOM STYRER

Ta når som helst full kontroll over systemet med bare noen få trykk på skjermen. Med Omnipod 5 Kontrollenhet er det like enkelt å gi en måltidsbolus, starte aktivitetsfunksjonen og til og med bytte Pod, som å sende sms med mobilen din.