

INNLEDENDE INNSTILLINGER FOR OMNIPOD® 5 AUTOMATED INSULIN DELIVERY SYSTEM (mmol/L-versjonen)



Konfidensiell pasientinformasjon

Pasientens navn			
Dato	/	/	Navn på helsepersonell
Telefonnummer	Sykehus		
Total daglig dose insulin før pumpe		enheter	Gjeldende totalt daglig insulin med insulinpumpe
			E/dag

Før opplæringen skal helsepersonellet fylle ut innstillingene skriftlig. Valg av sensor skal drøftes før teknisk oppstart av Omnipod 5-systemet, og brukeren må følge bruksanvisningen fra Sensor-produzenten. Avtal individuell opplæring ved behov. Noter hvilken kompatibel sensor pasienten bruker:

- ☐ Dexcom G6: sender SN _____.
- ☐ Dexcom G7: paringskode _____ . SN _____ . Dexcom-sensor skal aktiveres FØR opplæringen finner sted.
- ☐ FreeStyle Libre 2 Plus: en NY sensor vil bli startet opp under Omnipod 5-opplæringen.

Innledende innstillinger for Omnipod® 5 Kontrollenhet.

*Anbefaling fra diabetesteamet er nødvendig

1 > Maks. Basal* (for Manuell Modus)			
	_____ E/time		
2 > Basal 1 *			
Basaldosestrinn er 0,05 E/time	Tidssegment		
	00.00	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
Total mengde Basalinsulin: _____ E/dag	_____	til _____	_____ E/time
	_____	til _____	_____ E/time
3 > Midlertidig Basaldose (%) For Manuell Modus	☐ På ☐ Av		
4 > Målglukose*			
Valgbar Målglukose er: 6,1 - 6,7 - 7,2 - 7,8 - 8,3 mmol/L	Tidssegment		
	00.00	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L

5 > I/KH-Forhold* (Min. 1–maks 150 g karbohydrater)	Tidssegment		Gram karbohydrater som dekkes av 1 enhet insulin
	00.00	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
	_____	til _____	_____ g/karbohydrater
6 > Korreksjonsfaktor* (Min. 0,1–maks 22,2 mmol/L)	Tidssegment		1 enhet insulin senker BS med
	00.00	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
	_____	til _____	_____ mmol/L
7 > Varighet av Insulinaktivitet* Kun for Bolus-kalkulator (2–6 timer)	_____ timer		
8 > Maks. Bolus* Kun for Bolus-kalkulator (0,05–30 enheter)	_____ enheter		
9 > Forlenget Bolus (for Manuell Modus)	☐ På ☐ Av		

De følgende innstillingene er forhåndsinnstilte og kan måtte endres utifra behov i henhold til anbefalingen fra forskrivende helsepersonell.

Disse innstillingene finnes under "Innstillinger"		
Målområde For Blodsukker	Øvre grense _____ (maks 11,1 mmol/L)	Nedre grense _____ (maks 3,9 mmol/L)
Disse innstillingene finnes under "Bolus"		
Minimum Blodsukkerverdi For Beregninger (2,8–3,9 mmol/L)	_____ mmol/L	
Reversert Korreksjon (standard På)	☐ På	☐ Av
Disse innstillingene finnes under "Påminnelser"		
Lite i reservoar (standard 10 E)	_____	
Utløpstid (standard 4 timer)	_____	
Hvis man bruker en FreeStyle Libre 2 Plus-sensor:		
Innstilling ved lav glukose (3,3–5,5 mmol/L)	_____ mmol/L	
Innstilling ved høy glukose (6,7–22,2 mmol/L)	_____ mmol/L	
Manglede Sensorværdier	☐ På	☐ Av

I Innstillinger/Generelt/Wi-Fi/Vis mer – Klikk på Wi-Fi-innstillinger Slå på automatisk (det første alternativet – Slå på) – Åpne Nettverksmeldinger (det andre alternativet – Slå av)

Instruktør _____	Underskrift _____	Dato _____
Forskrivende helsepersonell _____	Underskrift _____	Dato _____