


DET FINNS MÅNGA PUMPAR. MEN DET FINNS BARA EN OMNIPOD® 5



Skärmbilden är ett exempel och enbart för illustration.
Poden visas utan häftan som behövs för att fästa den.

Referenser:

1. Studie med 240 personer med typ 1-diabetes i åldern 6–70 år med 2 veckors standardbehandling av diabetes följt av 3 månaders användning av Omnipod 5 i Automatiserat Läge. Genomsnittlig tid under natten (24.00-6.00) med högt blodglukosvärde hos vuxna/ungdomar och barn för standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 32,1% vs. 20,7%; 42,2% vs. 20,7%. Genomsnittlig tid under dagen (6.00-24.00) med högt blodglukosvärde hos vuxna/ungdomar och barn för standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 32,6% vs. 26,1%; 46,4% vs. 33,4%. Median under natten (24.00-6.00) med lågt blodglukosvärde hos vuxna/ungdomar och barn för standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 2,07% vs. 0,82%; 0,78% vs. 0,78%. Median under dagen (6.00-24.00) med lågt blodglukosvärde hos vuxna/ungdomar och barn för standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 1,91% vs. 1,08%; 1,17% vs. 1,62%. Brown et al. Diabetes Care (2021).

2. Studie med 80 personer med typ 1-diabetes i åldern 2–5,9 år med 2 veckors standardbehandling av diabetes följt av 3 månaders användning av Omnipod 5 i Automatiserat Läge. Genomsnittlig tid under natten med högt blodglukos enligt sensor vid standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 38,4 % jämfört med 16,9 %. Genomsnittlig tid under dagen med högt blodglukos enligt sensor vid standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 39,7 % jämfört med 33,7 %. Genomsnittlig tid under natten med lågt blodglukos enligt sensor vid standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 3,41 % jämfört med 2,13 %. Genomsnittlig tid under dagen med lågt blodglukos enligt sensor vid standardbehandling jämfört med Omnipod 5 = 3,44 % jämfört med 2,57 %. Sherr JL, et al. Diabetes Care (2022).



OMNIPOD® 5 SIMPLIFY LIFE®

Poden är vattentät med IP28-klassning ner till 7,6 meter i 60 minuter. Handenheten är inte vattentät.



Beställ en gratis demo-Pod* idag
på **diabetesinfucare.com**

Kundsupport: 08-601 24 40



*Demo-Poden är nålfri och ger inget insulin. Handenheten ingår inte.

©2024 Insulet Corporation. (Tillverkare) Omnipod, Omnipod-logotypen, Simplify Life och SmartAdjust är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Insulet Corporation. Med ensamrätt. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Insulet Corporation sker på licens. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Användning av tredje parts varumärken innebär inget godkännande, affärsförhållande eller annan förbindelse. Insulet Netherlands BV, Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Netherlands. Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System är CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745
INS-OHS-02-2025-00271 V1 OMNI.SE.127-02-MAR2025



**Making
Diabetes
Easier**

diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.se
facebook.com/MakingDiabetesEasierSverige | @makingdiabeteseasier_se
NordicInfu Care AB (Distributör) · Box 14026 · 167 14 Bromma, telefon 08-601 24 40 · www.infucare.com



GÖR DIABETES TILL EN MINDRE DEL AV LIVET

För personer med
typ 1-diabetes, från
2 år och uppåt

omnipod[®]
automated insulin
delivery system

5

SLANGLÖS, AUTOMATISERAD INSULINTILLFÖRSEL

Omnipod® 5 är ett system i två delar som kan integreras med kompatibla sensorer



Omnipod 5 Handenhet

Ta kontroll med Omnipod 5 Handenhet

Pod

Slanglös, bärbar och vattentät[†] med inbyggd SmartAdjust™-teknologi, en prediktiv insulinalgoritm. Poden sitter direkt på kroppen och hjälper till att hålla glukosvärdet inom målområdet.^{1,2}

Din sensor

Din sensor*, som kontinuerligt kommunicerar med Poden, skickar glukosvärden och trender för att systemet ska kunna ta automatiserade beslut om insulintillförsel. Gå till diabetesinfucare.com för att få information om kompatibla sensorer

Skärmbilden är ett exempel och enbart för illustration.

Poden visas utan häftan som behövs för att fästa den.

*Sensor förskrivs och säljs separat. Alternativen för kompatibla sensorer kan se olika ut i olika länder

[†]Poden är vattentät med IP28-klassning ner till 7,6 meter i 60 minuter. Handenheten är inte vattentät.

GÖR ALLA JUSTERINGAR SÅ ATT DU SLIPPER

SmartAdjust™-teknologin är hjärnan bakom Omnipod 5-systemet och hjälper till att skydda mot för höga och låga glukosvärden.^{1,2} Systemet förutspår var glukosvärdena kommer att ligga 60 minuter framåt i tiden och ökar, minskar eller pausar automatiskt insulintillförseln var femte minut, baserat på ditt sensorvärde och trend. Bolusdoser för måltider kan ges med hjälp av Omnipod 5 Handenhet.



MÅLTIDSMATEMATIKEN SKÖTS ÅT DIG

SmartBolus-kalkylatorn gör det enkelt att avgöra vad som är rätt mängd insulin för måltider och mellanmål. Den använder ditt barns sensorvärde och -trend i kombination med kolhydratvärde för att beräkna exakt måltidsdos - gissningar behövs inte. Dessutom är det enkelt att lära andra i barnets närhet, som mor- och farföräldrar, barnvakt eller resurspersonal, hur det fungerar genom några få tryck på skärmen.



KOM IGÅNG MED AKTIVITETS- FUNKTIONEN

När Aktivitetsfunktionen är på reduceras insulintillförseln under perioder där insulinbehovet normalt sett går ned, till exempel när du tränar. Oavsett om du satsar på att gå ett visst antal steg, träna på gymmet eller göra yoga så kommer Omnipod 5 göra det lättare att få värdena i balans.



EN HANDENHET SOM KONTROLLERAR

Ta när som helst full kontroll över systemet med bara några tryck på skärmen. Med Omnipod 5 Handenhet är det lika enkelt att ge en måltidsbolus, starta aktivitetsfunktionen och till och med byta Pod, som att skicka sms med din mobil.