

OMNIPOD® 5 AUTOMATED INSULIN DELIVERY SYSTEM

SJEKKLISTE FOR OPPSTART

Konfidensiell helseinformasjon



Gjennomgått opplæring: (kryss av for alt som gjelder) Dato for opplæring ___/___/___ Opplæringsform: ☐ Fysisk ☐ Virtuell
Pasientens navn (med blokkbokstaver): _____ Fødselsdato: ___/___/___
Navn på sykepleier (hvis denne er til stede): _____

Ressurser og støtte

Nordic Infucare Produktstøtte 24/7 08-601 24 40

- ☐ Brukerhåndbok / Teknisk brukerhåndbok
- ☐ Indikasjoner, kontraindikasjoner og forsiktighetsregler samt insulin som skal brukes
- ☐ Returprogram
- ☐ Bestilling av flere Poder og teknisk support

Førstegangsoppsett av systemet (demonstrasjon)

Innstilling av Omnipod® 5 Kontrollenhet

- ☐ Innstillinger som er spesifikke for Kontrollenheten (f.eks: varslinger, batteribytte og optimalisering)
- ☐ Grunninnstillinger – Individuell innstilling for låsing av skjerm, tidssone, dato og datoformat
- ☐ Innledende insulininnstillinger, innstillinger for basalinsulin og boluskalkulator

Aktivisering/Deaktivering av Pod (demonstrasjon)

- ☐ Påfyllingsport, selvklebende, nålebeskytter, rosa indikator, vanntetthet, anvisninger for oppbevaring
- ☐ Kommunikasjonsprosess i fjernkommunikasjon
- ☐ Aktivere Poden
 - ☐ Romtemperert insulin
 - ☐ Fyll sprøyten – min-/maksmengder
 - ☐ IKKE forhåndsfyll Poden
 - ☐ Valg av sted i rotasjon og forberedelse
 - ☐ Automatisk innføring av kanyle – kontroller infusjonssted/visningsvindu og rosa indikator
- ☐ Når Poden skal byttes og tas av
- ☐ Trinn for å deaktivere

Innstilling og tilkobling av Sensor

- ☐ Snakk om Sensorfunksjon
- ☐ Snakk om fri "siktlinje" og avstand mellom Pod og Sensor
- ☐ Pare/koble Sensor til Pod

Automatisert Modus

- ☐ Automatisert ☐ Automatisert: Begrenset ☐ Manuell

Kommentarer

Pasientens/omsorgspersonens underskrift: _____ Dato: ___/___/___

Instruktørens navn (med blokkbokstaver): _____

Instruktørens underskrift: _____ Dato: ___/___/___

Omnipod® 5 – Oversikt over Appen

Startskjermen

- ☐ Statusfelt, Menyikon, Varsling/Alarm, Indikator for systemmodus (Automatisert Modus eller Manuell Modus)
- ☐ Faner
 - ☐ Dashboard – Aktivt Insulin, sensorverdi og trend
 - ☐ Insulin
 - ☐ Pod Info – Vis Pod Info

- ☐ Siste bolus

- ☐ Bolusikon

- ☐ Sensordigram

Menyikoner – Oversikt

- ☐ Bytte modus
- ☐ Innstillinger – Basalprogram, Bolus
- ☐ Historikkdetaljer og Varslinger

Systemmoduser

- ☐ Automatisert og Automatisert Begrenset – (sensorverdier mangler, sensoroppvarming)
- ☐ Ingen Pod-kommunikasjon
- ☐ Manuell Modus

Flere funksjoner

- ☐ Ytterligere opplæring før bruk (f.eks. Aktivitetsfunksjonen, Forlenget Bolus, Midlertidig Basaldose, flere basalprogrammer)
- ☐ Datahåndtering

Farealarm, Påminnelsesalarm og Varslinger

- ☐ Farealarm – akutt korrigering påkrevd
- ☐ Påminnelsesalarm – respons påkrevd
- ☐ Varslingsvindu

Sikkerhet

- ☐ Hypoglykemi
- ☐ Hyperglykemi, ketoner og diabetisk ketoacidose
- ☐ Håndtering av sykedager
- ☐ Husk å kontakte diabetesteamet i akutte tilfeller
- ☐ Oppdateringer av programvare og maskinvare